

別添4：標準測定分析法

物質名：1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン

| | | |
|--|--|----------------|
| 化学式：CH ₂ =CHCH ₂ OCH ₂ CH(O)CH ₂ | 分子量：114.14 | CASNo：106-92-3 |
| 許容濃度等：ACGIH：TLV-TWA 1 ppm (2009) | 物性等 沸点：154℃ 融点：-100℃ 蒸気圧：0.63 kPa (25℃) 形状：常温・常圧で無色の液体。 | |
| 別名：アリルグリシジルエーテル | | |
| サンプリング | 分析 | |
| サンプラー：Sep-Pak Plus AC-2 Waters製 使用前に残留農薬・PCB試験用アセトン 5 mLで洗浄し、窒素で十分パージして 乾燥すること。 サンプリング流量：0.1 L/min サンプリング時間：240 min (24 L) 保存性：冷蔵 (5℃) で少なくとも6日間保存可能であ ることを確認。 ブランク：検出せず | 分析方法：ガスクロマトグラフ質量分析法 (GC/MS) 脱着：残留農薬・PCB試験用アセトン2 mL 機器：Agilent 6890N/5973MSD <GC部> カラム：stabilWAX 内径0.25 μm×膜厚0.5 μm×長さ30 m 注入口温度 200℃ イオン源温度 230℃ 昇温：40℃ (1min) →5℃/min→100℃ (5min) →20℃/min→150℃ (2min) 注入法：スプリット (10:1) キャリアガス：He 1.0mL/min <MS部> イオン化法：EI イオン化電圧：70 eV 測定モード：SIM 測定質量数 (m/z) 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン： 定量イオン57 (確認用41) トルエン-d8：定量イオン98 検量線：内部標準法 (範囲：0.048～48 μg/mL) | |
| 精度 | | |
| 脱着率；添加量 0.096 μgの場合 92.5% 0.96 μgの場合 101.6% 230 μgの場合 95.2% 回収率；添加量 0.096 μgの場合 98.9% (4時間) 0.96 μgの場合 90.4% 230 μgの場合 92.3% 定量下限 (10SD) 0.0191 μg/mL 0.00034 ppm(v/v) 1/2941E* (採気量；24 L) 0.0082 ppm(v/v) 1/123E* (採気量；1 L) ※:E=1 ppm (ACGIH TLV-TWA) とした場合 検出下限 (3SD) 0.0057μg/mL 0.00011 ppm(v/v) (採気量；24 L) 0.0025 ppm(v/v) (採気量；1 L) | 注入法：スプリット (10:1) キャリアガス：He 1.0mL/min <MS部> イオン化法：EI イオン化電圧：70 eV 測定モード：SIM 測定質量数 (m/z) 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン： 定量イオン57 (確認用41) トルエン-d8：定量イオン98 検量線：内部標準法 (範囲：0.048～48 μg/mL) | |
| 適用：個人ばく露測定、作業環境測定 | | |
| 妨害：なし | | |
| 文献：1. 職場の安全サイト：化学物質：1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 2. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): ALLYL GLYCIDYL ETHER METHOD 2545 (1994) 3. 化学物質分析法開発調査報告書 (2016年度版) 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 | | |

平成31年1月15日