# ナノ粒子酸化チタン標準測定分析法(表面コーテングあり)

構造式:TiO<sub>2</sub> CAS : 13463-67-7

許容濃度等: 日本産業衛生学会:未設定

ACGIH TLV: 10mg/m<sup>3</sup>

物性等

分子量: 79.9 比重:3.9~4.3 沸点:2500~3000

融点:1855

別名 二酸化チタン

#### サンプリング

サンプラー : 37mm メンブランフィルター

(AAWP03700・日本ミリポア(株))

PM 4.0 としてサンプリング サンプリング流量:2.0L/min

サンプリング時間:2.0L/min 10min 以上

採気量:20L以上

保存性:溶解後 14 日間程度まで常温で変化が

ない事を確認 ブランク:検出せず

### 精度

## 回収率

シリコンコート酸化チタン

添加量 1mg の場合 102.8%

10mg

105.1%

ステアリン酸アルミコート酸化チタン

添加量 1mg の場合 98.8%

10mg 102.8%

酸化チタン(ルチル型)

添加量 1mg の場合 101.6%

10mg 99.5%

### 定量下限(10)

0.0007mg

(溶解液中の酸化チタン絶対量として)

 $0.054 \, \text{mg/m}^3$ 

(酸化チタンとして、採気量 20L・溶解 液量 50mL の場合)

 $0.001 \, \text{mg/m}^3$ 

(酸化チタンとして、採気量 960L・溶 解液量 50mL の場合) 分析

·分析方法:黒鉛炉原子吸光法

·溶解:

試料を採取したメンブランフィルターに 超純水 3mL と硝酸 1mL を加え、界面活性剤 (トリトン X-100)を一滴加えて軽く撹拌し た後、硫酸 3mL を加え、120 ホットプレ ート上でメンブランフィルターが溶ける まで加熱。その後、240 までゆるやかに 加熱後、溶液が黄色透明になるまで加熱。 冷却後、超純水で 50ml に定容。チタンと して定量。

・機器:HITACHI Z-5010

HITACHI チタン中空陰極管

パイロチューブA

・測定条件

測定波長 364.3nm 試料注入量 10µL 乾燥温度 1 70-110 25 秒 乾燥温度 2 110-310 25 秒 灰化温度 1000 15 秒 原子化温度 2800 5 秒

・検量線:チタン標準液(1000ppm・原子吸 光分析用)を 3%硫酸溶液で希釈

 $0.000\mu \text{ g/mL}, 0.025\mu \text{ g/mL}$ 

0.050µ g/mL, 0.100µ g/mL

0.150µ g/mL, 0.200µ g/mL

0.300µ g/mL, 0.400µ g/mL

・定量法:絶対検量線

適用 本法はシリコンコート酸化チタン、ステアリン酸アルミコート酸化チタン、酸化チタン (ルチル型)について、確認したものである。

妨害

## 酸化チタン(アナターゼ型・ルチル型)標準測定分析法

構造式:TiO<sub>2</sub> CAS : 13463-67-7

許容濃度等: 日本産業衛生学会:未設定

ACGIH TLV: 10mg/m<sup>3</sup>

物性等

分子量: 79.9 比重:3.9~4.3 沸点:2500~3000

融点:1855

別名 二酸化チタン

#### サンプリング

サンプラー : 37mm メンブランフィルター

(AAWP03700・日本ミリポア(株))

サンプリング流量:2.0L/min

サンプリング時間:2.0L/min 10min 以上

採気量:20L以上

保存性:溶解後 14 日間程度まで常温で変化が

ない事を確認

ブランク:検出せず

#### 分析

·分析方法:黒鉛炉原子吸光法

·溶解:

試料を採取したメンブランフィルターに 超純水 3mL・硝酸 1mL・硫酸 3mL を加え、 260 ホットプレート上で 1 時間加熱。冷 却後、超純水で 50ml に定容。

チタンとして定量

・機器:HITACHI Z-5010

HITACHI チタン中空陰極管

パイロチューブA

## 精度

回収率

アナターゼ型

添加量 0.117µgの場合95.9%

1.010µ g

95.4%

10.006µ g

99.8%

ルチル型

添加量 0.109µgの場合 98.8%

 $1.017\mu g$ 

96.5%

 $10.010\mu$  g

103.7%

定量下限(10)

0.0007mg

(溶解液中の酸化チタン絶対量として)

 $0.054 \, \text{mg/m}^3$ 

(酸化チタンとして、採気量 20L・溶解液量 50mL の場合)

 $0.001 \, \text{mg/m}^3$ 

(酸化チタンとして、採気量 960L・溶解液量 50mL の場合)

・測定条件

測定波長

364.3nm 10µL

ΙΟμΕ

70-110 25 秒

乾燥温度 1 乾燥温度 2

試料注入量

110-310

25 秒

灰化温度 原子化温度 1000 2800 15 秒 5 秒

・検量線:チタン標準液(1000ppm・原子吸 光分析用)を 3%硫酸溶液で希釈

 $0.000\mu \text{ g/mL}, 0.025\mu \text{ g/mL}$ 

 $0.050\mu$  g/mL,  $0.100\mu$  g/mL

0.150µ g/mL, 0.200µ g/mL

0.300µ g/mL, 0.400µ g/mL

·定量法:絶対検量線

適用

妨害