

2

家庭用電気マッサージ器による事故の防止について

1. はじめに

家庭用電気マッサージ器の不適切な使用による死亡事故が繰り返し発生しています。特にローラー式の電気マッサージ器の場合に、布カバーを外したり、経年劣化などにより布カバーが破れたりしている状態で使用すると、衣服の襟などが巻き込まれ首元が締まって窒息死する事故につながる可能性があります。他にも、髪の毛がローラー部に巻き込まれて外れなくなり、髪を切って外すことになった事例も報告されています。家庭用電気マッサージ器の使用にあたっては、取扱い説明書をよく読み、正しく使用して下さい。カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください。

2. 過去の死亡事故

家庭用電気マッサージ器の不適切使用によるものとして、これまでに厚生労働省に報告された死亡報告の概要は以下のとおりです。

- | | |
|-----------|---|
| (1) 製品販売名 | ①アルビシェイプアップローラー
②シェイプアップローラーⅡ |
| 製造販売業者 | 株式会社の場電機製作所 |
| 販売期間 | ①昭和58年から平成2年（販売台数：約42万台）
②昭和63年7月から平成8年（販売台数：約36万台） |
| 事故の概要 | 布カバーを外した状態で使用し、衣服が巻き込まれたことにより、窒息となり死亡した。 |
| 事故発生年等 | 平成11年栃木県1例
平成15年香川県1例
平成20年北海道1例（以上、平成20年12月16日公表）
平成24年愛知県1例（平成24年5月10日公表）
平成26年山梨県1例（平成26年6月23日公表）
平成29年北海道1例（平成29年8月1日公表） |
| (2) 製品販売名 | ハンディマッサージャーGM-2（愛称：もみ太くん） |
| 製造販売業者 | 株式会社フジ医療器 |

販売期間	平成7年から平成15年（販売台数：約11万台）
事故の概要	布カバーが破れた状態で使用し、マフラーが巻き込まれたことにより、窒息となり死亡した。
事故発生年等	平成22年静岡県1例（平成22年2月5日公表）

上記の事故については、厚生労働省のホームページでも関連情報をご覧になることができます。

3. 製品の使用中止・回収のお願い

これまでの死亡事故の発生を受けて、株式会社の場電機製作所では、次のページに掲載の情報提供資料を作成・配布するなどして、事故の原因となった2製品（アルビシェイプアップローラー、シェイプアップローラーⅡ）の使用中止、回収を呼びかけています。

同様の事故を防止するためには、該当する製品を所有する各御家庭に対して広く注意喚起することが極めて重要です。厚生労働省としても、各都道府県、消費者庁、公益社団法人日本薬剤師会及び一般社団法人日本ホームヘルス機器協会にも協力を依頼するとともに、ホームページやSNS等の媒体を通じて注意喚起に努めているところです。

4. 本誌をご覧の皆さまへ

もし回収の該当製品を所有している場合は、直ちに使用を中止し、株式会社の場電機製作所まで連絡してください（フリーダイヤル：0120-01-2251、受付時間：平日9時から17時まで）。また、次のページに掲載の情報提供資料については、厚生労働省のホームページから電子媒体のダウンロードが可能です。もし可能であれば、医療機関や店頭等での掲示など、周知活動へのご協力を是非よろしくお願いします。

（厚生労働省ホームページ）

「家庭用電気マッサージ器の正しい使用について（注意喚起）」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000048807.html>

（関連通知）

「家庭用電気マッサージ器による事故防止に関する周知等について（協力依頼）」

平成29年10月16日付け薬生安発1016第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知

！探しています

的場電機製作所製の 家庭用ローラー式電気マッサージ器を探しています

布カバーを外した誤った使い方により、死亡事故が発生しております。
下記製品をお持ちの方は、すぐに使用を中止してご連絡願います。

通話料無料



携帯・PHS OK

0120-01-2251

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間

9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00

※土日・祝日・年末年始・弊社指定休日は除く

【対象製品は2機種です】

昭和58年(1983年)～平成8年(1996年)製造

アルビシェイプアップローラー



機種名は本体側面のラベル表示
をご確認ください。



布カバーを
外した状態

シェイプアップローラーⅡ



機種名は本体裏面のラベル表示
をご確認ください。



布カバーを
外した状態

株式会社 的場電機製作所

〒350-1101 埼玉県川越市的場 2627-5 ☎049-231-2255(代表)

薬生安発 1016 第1号 平成29年10月16日 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知

「家庭用電気マッサージ器による事故防止に関する周知等について(協力依頼)」