




微量採血のための穿刺器具について

	針	針の周辺	本体	備考
器具全体が ディスプレイ ブルタイプで あるもの	交換が必要			単回使用専用
針の周辺部分 がディスポー ザブルタイプ であるもの	交換が必要		交換は しない	複数人使用可
針の周辺部分 がディスポー ザブルタイプ でないもの	交換が 必要	交換は しない	交換は しない	複数人使用不 可(針を交換して も「針の周辺」に付 着する血液からの 感染が否定できな いため)

微量採血のための穿刺器具について

		備考
<p>器具全体が ディスプレイ ブルタイプで あるもの</p>	<p>単回使用</p> 	<p>単回使用専用</p>
<p>針の周辺部分 がディスポー ザブルタイプ であるもの</p>	<p>針の周辺を 含めて交換</p> 	<p>複数人使用可</p>
<p>針の周辺部分 がディスポー ザブルタイプ でないもの</p>	<p>針(交換が必要)</p> <p>針の周辺</p> <p>【形状・構造等】 保護キャップ 穿刺針</p> 	<p>複数人使用不可 (針を交換して も「針の周辺」に付 着する血液からの 感染が否定できな いため)</p>