

製法

臍帯血の受入

- ①受け取り:採取施設内で保管(20°C以下)
- ②搬送:専用容器(採取施設→調整施設)
- ③調整:HES法、セパックス法、AXP法)
- ④凍結:プログラムフリージング、-80°C冷凍庫
- ⑤保存:液体窒素(保存期間10年)
- ⑥移植用臍帯血としての登録
(ドナー情報:家族歴、分娩情報、問診票、6カ月健康調査)

規格試験法：保存時検査(1)

受入試験

- ①外観試験：目視
- ②容量
- ③有核細胞数検査
- ④血液型関連検査 (ABO、Rh)
- ⑤感染症関連検査 (HBV, HCV, HTLV-1, HIV-1, -2, ParvoB19, Syphilis, CMV, ALT)
- ⑥HLA
- ⑦無菌検査