

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use			家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use			家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use		
	3.2)	定格値の記載。 一定格電圧 (V) 一定格消費電力 (W) 一定格周波数 (Hz)	自主基準 別表2-2-2					
	備考1.	短時間定格の機器にあつては、定格時間。						
	2	単一定格周波数の機器にあつては、その注意する内容。						
	4)	機器を使用前には、次のことに注意する旨。	申請の手引き 4.25.3:使用上の注意について ①C 使用前の注意事項 自主基準 別表2-3	2)	使用前の注意事項		3)	機器を使用する前には、次のことに注意する旨。  告示第119号7.表示 力、使用に当たっては添付文書を参照すべき旨
	4.1)	アース端子を有する機器にあつては、アースを正しく接続する。	自主基準 別表2-3-1	2.1)	アース端子をもつ機器は、アースを正しく接続する旨。	自主基準により設定。	3.1)	時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけない旨。  新たな自主基準
	4.2)	すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続する。	自主基準 別表2-3-2	2.2)	すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続する旨。	自主基準により設定。	3.2)	縫製品破れの有無の点検及び磁石装着部に破れがある際は、使用を中止する旨。  自主基準 7-1-3.布団、枕等に磁石を組込んだものにあつては、容易に磁石がずれない構造であること
	4.3)	操作つまみ、ダイヤル、スイッチ、タイマ等が、正常に作動するか確認する。	自主基準 別表2-3-3	2.3)	操作つまみ、ダイヤル、スイッチ、タイマなどが、正常に作動するか確認する旨。	自主基準により設定。		
	4.4)	しばらく使用しなかった機器を使用するときは、前各号に準ずるほか機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認する	自主基準 別表2-3-4	2.4)	しばらく使用しなかった機器を使用するときは、前記に準ずるほか機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認する	自主基準により設定。		
	4.5)	他の治療器と同時に使用しない旨。	WG検討結果	2.5)	導子を正しく装着する旨。	自主基準により設定。	3.3)	しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器表面に金属等の異物が吸引付着していないことを確認する旨。  他の自主基準準用
				2.6)	他の治療器と同時に使用しない旨。	自主基準により設定。		