

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use			
	5)	使用中には、次のことに注意する旨。	申請の手引き 4.25.3:使用上の注意について ①D 使用中の注意事項		3)	使用中の注意事項			4)	使用中には、次のことに注意する旨。	他の自主基準準用
	5.1)	定められた使用時間をこえない。	自主基準 別表2-4 申請の手引き 4.25.2:承認申請書の記載に当たっての留意事項 (6)操作方法又は使用方法欄 ②使用時間又は使用頻度については必ず記載すること。		3.1)	機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切る旨。					
	5.2)	機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切る。	自主基準 別表2-4-2		3.2)	身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止する旨。	自主基準により規定。		4.1)	機器に異常が発見されたときには、使用を直ちに中止する。	他の自主基準準用
	5.3)	身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止する。	自主基準 別表2-4-3		3.3)	停電のときは直ちに電源を切り、操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻す旨。	自主基準により規定。		4.2)	身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止する。	他の自主基準準用
	5.4)	停電のときは直ちに電源を切り、操作つまみ、ダイヤル、スイッチ等を元の位置に戻す。	自主基準 別表2-4-4		3.4)	導子に金属を接触させない旨。	自主基準により規定。		4.3)	装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止する。	新たな自主基準
	6)	機器の使用後及び保管には、次のことに注意する旨。	申請の手引き 4.25.3:使用上の注意について ①E 使用後及び保管の注意事項		4)	使用後及び保管の注意事項			5)	機器の使用後及び保管には、次のことに注意する旨。	
	6.1)	操作つまみ、ダイヤル、スイッチ等を元の位置に戻した後、電源を切る。	自主基準 別表2-5 自主基準 別表2-5-1		4.1)	操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻した後、電源を切る旨。	自主基準により規定。		5.1)	消耗品、残留物など、並びに寿命の終わった機器及び附属品の廃棄に伴うリスク、及びこれらのリスクを最小にするための廃棄方法。	