



# GS1-128バーコード表示例(3)

## 個人用透析装置の表示例

【本体背面】

①法定表示と別体で貼付した例

販売名：個人用透析装置 ○○-○○○  
 商品コード：04977766654302  
 シリアル番号：42345B-2

GS1-128

(01)04977766654302 (21)42345B-2

高度管理医療機器	特定保守管理医療機器
品名	個人用透析装置 ○○-○○○
型番	K2100V 50/50L
消費電力	○○W
結構形式	クラスI Ⅱ形
消費方法	○○○○
質量	○○kg
承認番号	○○○○○○○○○○○○○○○○
製造年月	○○○○年○○月
製造番号	42345B-2
製造販売元	○○○○株式会社 東京都○○区○○丁目○○番○号

②法定表示と一体化で貼付した例

高度管理医療機器	特定保守管理医療機器
品名	個人用透析装置 ○○-○○○
型番	K2100V 50/50L
消費電力	○○W
結構形式	クラスI Ⅱ形
消費方法	○○○○
質量	○○kg
承認番号	○○○○○○○○○○○○○○○○
製造年月	○○○○年○○月
製造番号	42345B-2
製造販売元	○○○○株式会社 東京都○○区○○丁目○○番○号

GS1-128

(01)04977766654302 (21)42345B-2



【本体側面】

③法定表示と別体で貼付した例

販売名：個人用透析装置 ○○-○○○  
 商品コード：04977766654302  
 シリアル番号：42345B-2

GS1-128

(01)04977766654302 (21)42345B-2

製品識別コード

シリアル番号



# バーコード活用方法(製造・輸入業者)





製造・輸入業者

卸・販売業者

受注


出荷

棚卸



情報

〇〇〇〇会社様			
品名	数量	ロットNo.	有効
期限			
xxx	10		
	1234	050601	



受注・出荷のミス防止

荷揃・検品・棚卸作業効率化


先入・先出管理の精度向上

タイムリーなデータ管理




# バーコード活用方法(卸販売業者)

入荷




検品



バーコード読取  
携帯情報端末

出荷



正確な入荷検品

出荷検品作業の効率化

倉庫




入荷  
データ

出荷  
指示

出荷  
データ

在庫データ

廃棄指示



情報  
管理



棚卸作業の効率化

出荷情報の保持

有効期限管理