

表7 医療器材名とコードおよび再減菌再使用の状況

医療材料名	再減菌使用 している部 門数 (n) 2013年	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2013年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2007年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2003年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2000年	減菌方法					開封後、 未使用品 に限り再 減菌	備考 (特記すべ き事項があ りましたら ご記入 ください)	*業者による再減菌を 依頼する場合、減 菌委託業者へ依頼 する場合は委託し、 製造業者へ依頼す る場合は「製造に配 入してください」			
						高圧蒸気減菌		減菌方法								
						高圧蒸気減 菌(調剤空工 程付と減菌 器)	ハイスピード 減菌(大型減 菌器)	ハイスピード 減菌(小型減 菌器)	酸化エチレ ン/CO ₂ 減菌 ガス使用(ギ ンペタイプ)	酸化エチレ ン/CO ₂ 減菌 ガス使用(ギ ンペタイプ)				過酸化水 素低湿ガ スプラス マ減菌	業者に依 頼して再 減菌	その他の 方法(方法 を記入す ください)
術者の着衣																
手術用ガウン	13	20.6%	37.4%	44.3%	63.0%	2	0	0	5	6	0	2	0	17	4	委託業者: 3 製造業者: 0
D11																
手術用手袋	4	6.3%	4.9%	6.0%	19.0%	0	0	0	1	3	0	0	0	3	1	委託業者: 0 製造業者: 0
D21																
その他	1	1.6%	1.5%	2.1%	2.5%	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0
患者被覆用																
ドレープ	14	22.2%	39.3%	46.8%	59.8%	2	0	0	5	7	0	2	0	17	2	委託業者: 2 製造業者: 0
(覆い布) D14																
シーツ C23	11	17.5%	20.9%	27.3%	43.0%	2	0	0	3	6	0	0	0	11	0	委託業者: 1 製造業者: 0
C23																
その他	0	0.0%	1.5%	1.4%	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0
衛生材料																
ガーゼ C11	3	4.8%	28.2%	39.3%	61.0%	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	委託業者: 0 製造業者: 0
C11																
管状包帯、伸縮包帯、 弾力包帯 C14	6	9.5%	30.1%	36.1%	57.8%	3	0	0	2	1	0	0	0	8	0	委託業者: 0 製造業者: 0
C14																
パッド、 脱脂綿 C15	1	1.6%	14.1%	17.7%	42.5%	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 0
C15																
外科用ドレッシング C16	0	0.0%	9.7%	14.9%	25.2%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 0
C16																
その他	0	0.0%	2.4%	1.4%	3.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0
手術材料																
縫合糸 BF	2	3.2%	12.1%	18.4%	34.1%	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	委託業者: 0 製造業者: 0
BF																
針付縫合糸 BG	2	3.2%	5.3%	14.9%	22.0%	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	委託業者: 1 製造業者: 0
BG																
自動吻合器	7	11.1%	21.8%	33.3%	46.7%	1	0	0	0	3	4	1	0	7	0	委託業者: 1 製造業者: 0
BH1																
自動吻合器のうち 特にスキャンナーブロー BHI	14	22.2%	37.9%	51.0%	62.0%	1	0	0	1	5	8	1	0	8	0	委託業者: 1 製造業者: 0
BHI																
スキャンナーブロー除去器	29	46.0%	58.3%	62.0%	67.2%	19	0	0	3	5	7	0	0	3	0	委託業者: 0 製造業者: 0
除去器																
補綴用シート (メッシュ) BK1	0	0.0%	10.2%	17.4%	32.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0
BK1																

医療材料名	再減菌使用 している部 門数 (n)	再減菌使用 している部 門数の割合 (%)	再減菌使用 している部 門数の割合 (%)	再減菌使用 している部 門数の割合 (%)	減菌方法					減菌後、 未使用品 に限り再 減菌	備考 (特記すべ き事項があ りましたら ご記入 ください)	*業者ご 依頼する場合、減 菌委託業者へ依頼 する場合は委託 製造業者へ依頼す る場合は別に記 入してください。				
					高圧蒸気滅 菌(前真空工 程付き滅菌 器)	ハイパスビード 滅菌(大型滅 菌器)	ハイパスビード 滅菌(小型 滅菌器)	酸化エチレ ン/CO混合 ガス使用(ボ ンベタイプ)	100%あるいは 95%酸化エチ レンガス使用 (カートリッジ タイプ)				過酸化水 素処理ガ ス滅菌	業者に依 頼して再 減菌	その他の 方法(方法 をご記入 ください)	
人工血管	0	0.0%	7.8%	17.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
止血・結紮用 クリップ BN2	7	11.1%	25.7%	36.9%	2	0	0	2	2	2	0	0	0	3	0	0
血管クランプ BN3	5	7.9%	16.0%	20.6%	3	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
巻列メス BQ2	1	1.6%	2.9%	7.4%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
ドリルの刃	32	50.8%	54.9%	54.2%	29	0	0	3	0	2	0	0	0	4	0	0
ノコギリの刃	34	54.0%	43.7%	46.1%	32	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0
電気メス(ハンドピース) BQ3	20	31.7%	61.2%	70.5%	7	0	0	5	1	8	0	0	0	8	0	0
その他	2	3.2%	1.9%	2.1%	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
内視鏡検査器具																
細胞診ブラシ A18	5	7.9%	15.5%	19.1%	2	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0
内視鏡的造影用カテーテル (RCPカテーテル) A2D	8	12.7%	19.4%	31.5%	2	0	0	2	3	1	0	0	0	2	0	0
生検ブラシ A18	6	9.5%	17.5%	23.0%	4	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
生検鉗子 BN4	21	33.3%	17.5%	39.3%	17	0	0	4	3	1	0	0	0	1	0	0
把持鉗子 BN4	23	36.5%	41.7%	41.5%	18	0	0	5	2	2	0	0	0	1	0	0
その他	1	1.6%	2.4%	2.5%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内視鏡下手術																
内視鏡下 トロッカー BN1	10	15.9%	29.6%	36.9%	1	0	0	2	3	4	0	0	0	5	0	0
内視鏡下ニードル BN2	5	7.9%	13.6%	20.6%	2	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0
内視鏡下自動吻合 器 BN3	7	11.1%	20.9%	26.6%	2	0	0	1	2	3	0	0	0	4	0	0
内視鏡下鉗子・剪刀 BN4	16	25.4%	45.1%	51.7%	4	0	0	4	2	6	0	0	0	2	0	0
内視鏡下縫合切開用具 BN5	13	20.6%	34.0%	47.5%	4	0	0	4	1	5	0	0	0	2	0	0

医療材料名	再滅菌使用 している部 門数 (n)	再滅菌使用 している部 門数の割合 (%)	【参考】 再滅菌使用 している部 門数の割合 (%) 2003年	【参考】 再滅菌使用 している部 門数の割合 (%) 2000年	滅菌方法					開封後 未使用品 に限り再 滅菌	備考 (特記すべ き事があり ましたら記 入ください)	*薬品に再滅菌を 依頼する場合、滅 菌した業者へ依頼 する場合は「委託」 製造業者へ依頼す る場合「委託」に記 入してください			
					高圧蒸気滅菌 器	ハイスピード 滅菌(大型滅 菌器)	ハイスピード 滅菌(小型 卓上型また は埋込型滅 菌器)	酸化エチレ ン/CO ₂ 混合 ガス使用(ガ ンペタイプ)	100%あるいは 99%酸化エチ レンガス使用 (カートリッジ タイプ)				過酸化水 素低温ガ ススプレー で滅菌	業者に依 頼して再 滅菌	その他の 方法(方法 を記入 ください)
内視鏡用結紮用クリップ BN8	9	14.3%	29.1%	41.1%	47.9%	3	0	0	3	1	2	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0	
その他鏡視下手術器具	20	31.7%	26.7%	36.9%	45.2%	7	0	0	8	1	7	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0	
その他	0	0.0%	1.0%	0.7%	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
整形外科領域															
人工股関節・人工骨頭 B31	2	3.2%	1.0%	5.0%	15.1%	2	0	0	0	0	0	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 1
人工膝関節 B32	1	1.6%	1.0%	4.6%	13.8%	1	0	0	0	0	0	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 1
人工腕 B34	0	0.0%	0.0%	4.6%	7.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 1
プレート、 ネイルプレート B35	16	25.4%	17.0%	23.7%	46.0%	16	0	0	0	0	1	0	10	0	委託業者: 1 製造業者: 1
ピン、ネイル、ロッド、フック B36	15	23.8%	15.0%	23.7%	45.2%	15	0	0	0	0	1	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 1
スクリュー (ネジ) B38	18	28.6%	22.3%	29.1%	47.9%	17	0	0	1	1	0	0	12	0	委託業者: 1 製造業者: 0
留置用固定具 (留置用金属ピン) B3K	15	23.8%	18.4%	26.9%	46.9%	14	0	0	1	0	0	0	9	0	委託業者: 1 製造業者: 1
軽血帯	21	33.3%	26.2%	32.2%	44.5%	8	0	0	8	8	2	0	1	0	委託業者: 2 製造業者: 0
その他	1	1.6%	0.5%	1.8%	0.2%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0
眼科外科領域															
ドレーナージセット、 B12	1	1.6%	9.2%	15.6%	24.7%	0	0	0	1	0	0	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 0
人工硬膜 B13	0	0.0%	2.4%	7.4%	10.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0
脳外科用クリップ B14	16	25.4%	32.0%	30.5%	48.7%	16	0	0	0	1	0	0	7	0	委託業者: 1 製造業者: 0
その他	1	1.6%	1.0%	1.4%	1.2%	0	0	0	1	0	0	0	2	0	委託業者: 0 製造業者: 0
心臓・血管外科領域															
人工硬膜(パッチ) B13	0	0.0%	3.4%	8.2%	15.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0
体外循環用カニューレ B21	1	1.6%	6.3%	14.2%	19.5%	0	0	0	0	1	0	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 0

医療材料名	再減菌使用 している部 門数 (n)	再減菌使用 している部 門数の割合 (%)	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2007年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2003年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2000年	減菌方法						開封後、 未使用品 に限り再 減菌	備考 (特記すべ き事があり ましたらご記入 ください)	・患者に再減菌を 依頼する場合、減 菌委託業者へ依頼 する場合は委託、 製造業者へ依頼す る場合は別記に記 入してください。	
						高圧蒸気減菌			酸化エチレンガス減菌						その他の 方法(方法 をご記入 ください)
						高圧蒸気減 菌(耐熱空工 程付き減菌 器)	ハイスピード 減菌(大型減 菌器)	ハイスピード 減菌(小型 卓上型また は追加型減 菌器)	酸化エチレ ン/CO ₂ 混合 ガス使用(ボ ンベタイプ)	100%あるいは 95%酸化エチ レンガス使用 (カートリッジ タイプ)	過酸化水 素低温ガ スプラス マ減菌				
心臓手術用カテーテル B21	0	0.0%	3.4%	8.2%	12.4%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0		
心臓弁 B22	0	0.0%	0.0%	1.8%	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0		
ペースメーカー B2A	0	0.0%	0.5%	3.9%	3.7%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0		
電極カテーテル (EPカテーテル) B2B	3	4.8%	9.2%	14.9%	19.0%	0	0	0	0	2	1	0	委託業者: 2 製造業者: 0		
PTCAカテーテル B2E	2	3.2%	4.9%	9.9%	13.6%	1	0	0	1	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0		
PTCA用ガイドワイヤー B2F	5	7.9%	11.2%	14.2%	17.8%	2	0	0	2	1	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0		
その他	0	0.0%	2.4%	2.8%	0.2%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0		
泌尿器科領域															
導尿(尿道)カテーテル B51	2	3.2%	13.1%	21.6%	42.0%	0	0	0	1	1	0	0	2	委託業者: 0 製造業者: 0	
尿管カテーテル B53	0	0.0%	14.6%	24.8%	42.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	委託業者: 0 製造業者: 0	
その他	1	1.6%	2.4%	1.8%	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
呼吸器科領域															
エアウェイ B61	17	27.0%	47.6%	46.8%	60.3%	2	0	0	5	3	8	0	2	委託業者: 0 製造業者: 0	
マウスピース B62	19	30.2%	35.0%	40.0%	51.4%	7	0	0	4	4	6	0	1	委託業者: 1 製造業者: 0	
気管切開用カテーテル B63	2	3.2%	10.2%	12.8%	25.0%	2	0	0	1	0	0	0	1	委託業者: 0 製造業者: 0	
気管切開用カニューレ B63	2	3.2%	18.9%	28.3%	48.4%	2	0	0	1	0	0	0	2	委託業者: 1 製造業者: 0	
気管挿管用カテーテル チューブ B64	3	4.8%	10.7%	21.6%	43.7%	0	0	0	2	1	2	0	1	委託業者: 0 製造業者: 0	
吸引用カテーテル B65	2	3.2%	4.9%	19.5%	35.6%	0	0	0	2	0	0	0	1	委託業者: 0 製造業者: 0	
酸素吸入用マスク B66	5	7.9%	25.2%	43.6%	54.9%	0	0	0	4	1	2	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
ネブライザー B68	7	11.1%	19.9%	26.9%	33.6%	1	0	0	3	2	3	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	

[illegible]

医療材料名	再減菌使用 している部 門数 (n)	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2013年	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2007年	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2003年	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2000年	減菌方法					開封後、 未使用品 に限り再 減菌	備考 (特記すべ き事があり ましたらご記入 ください)	*業者が再減菌を 依頼する場合、減 菌委託業者へ依頼 する場合は「委託」、 製造業者へ依頼す る場合は「製造」と記 入してください。	
						高圧蒸気減菌		酸化エチレン/ガス減菌 100%あるいは 95%酸化エチ レン/CO ₂ 混合 ガス使用(ボ ンベタイプ)	過熱化水 素低温ガ スプラス マ減菌	業者に依 頼して再 減菌				その他の 方法(方法 をご記入 ください)
						高圧蒸気減 菌(前真空工 程付き減菌 器)	ハイスピード 減菌(大型減 菌器)							
活栓 (三方活栓) BZ1	0	0.0%	4.4%	9.6%	19.5%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
その他	0	0.0%	1.9%	1.4%	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
診断用器材													製造業者: 0	
トランスデューサードーム A14	0	0.0%	3.4%	6.4%	9.4%	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
センサー (パルスオキシメータ用) AZ4	2	3.2%	1.5%	4.6%	4.7%	0	0	0	1	0	0	1	委託業者: 0 製造業者: 0	
針類													製造業者: 0	
生検用針 BC3	3	4.8%	13.1%	17.7%	27.7%	2	0	0	1	0	0	2	委託業者: 0 製造業者: 0	
吸引器													製造業者: 0	
吸引容器 B94	1	1.6%	1.5%	3.2%	8.2%	0	0	0	1	0	0	1	委託業者: 0 製造業者: 0	
血液浄化器													製造業者: 0	
ダイアラザー BE1	1	1.6%	0.5%	1.1%	1.7%	1	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
その他													製造業者: 0	
ペットパン	2	3.2%	0.0%	0.7%	1.7%	2	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0	
医療用ストッキング B3B	1	1.6%	1.5%	3.5%	9.4%	1	0	0	0	0	0	2	委託業者: 0 製造業者: 0	
手術用ブラシ DIC	13	20.6%	32.5%	36.1%	56.6%	13	0	0	0	0	0	2	委託業者: 0 製造業者: 0	