

【歩行補助杖】故障・メンテ一覧(件数)

対象期間:2010年2月～2011年1月

貸出数:3,136

1.消耗品交換(摩耗・硬化)

No.	交換内容	個数
1	先ゴム交換	5,998
2	グリップ交換	294

2.故障

No.	故障内容	件数
1	破損	20
2	ガタツキ・ぐらつき	19
3	商品劣化	9
4	汚れ	8
5	錆び	8
6	ゆがみ・傾き	5
7	ネジ緩み・外れ	3
8	パーツ不足	3
9	音鳴り	2
10	変形	2
11	臭い	1
12	動作不良	1
13	キズ	1
14	その他	11

((社)日本福祉用具供給協会調べ)