

XML用特定健診項目情報

| 区分番号 | 区分名称 | 順番号 | 項目コード(17桁) | XML表示名 | データタイプ | XMLデータ型(PQ:数値型、CD:大小順序のないコード型、CO:大小順序のあるコード型、ST:文字列型) | 文字列換算(全角2バイト、半角1バイト)時の最大バイト長 | 数値型の形式(数字、ピリオドは小数点) | 表示単位 | XML用単位(UCUM単位コード) | author要素で表現される診断者または記述者の項目コード | 一連検査グループ識別 | 一連検査グループ関係コード | 同一性項目コード | 同一性項目名称 | XML検査方法コード | 検査方法 | 結果コードOID | 項目コードOID | XML化にあたっての備考 |
|------|-------|-----|-------------------|----------------|--------|---|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 10 | 身体計測 | 10 | 9N001000000000001 | 身長 | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | cm | cm | | | | 9N001 | 身長 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 20 | 9N006000000000001 | 体重 | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | kg | kg | | | | 9N006 | 体重 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 30 | 9N011000000000001 | BMI | 数字 | PQ | | 4 NN.N | kg/m2 | kg/m2 | | | | 9N011 | BMI | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 40 | 9N021000000000001 | 内臓脂肪面積 | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | cm2 | cm2 | | | | 9N021 | 内臓脂肪面積 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 50 | 9N016160100000001 | 腹囲(実測) | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | cm | cm | | | | 9N016 | 腹囲 | 9N01610000 | 1:実測 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 60 | 9N016160200000001 | 腹囲(自己判定) | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | cm | cm | | | | 9N016 | 腹囲 | 9N01620000 | 2:自己測定 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 70 | 9N016160300000001 | 腹囲(自己申告) | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | cm | cm | | | | 9N016 | 腹囲 | 9N01630000 | 3:自己申告 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 10 | 身体計測 | 80 | 9N026000000000002 | 肥満度 | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | % | % | | | | 9N026 | 肥満度 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 90 | 9N051000000000049 | 業務歴 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N051 | 業務歴 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 100 | 9N056000000000011 | 既往歴 | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N056 | 既往歴 | | | 1.2.392.200119.6.2001 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 110 | 9N056160400000049 | 具体的な既往歴 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N056 | 既往歴 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 120 | 9N061000000000011 | 自覚症状 | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N061 | 自覚症状 | | | 1.2.392.200119.6.2001 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 130 | 9N061160800000049 | 自覚症状所見 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N061 | 自覚症状 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 140 | 9N066000000000011 | 他覚症状 | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N066 | 他覚症状 | | | 1.2.392.200119.6.2001 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 150 | 9N066160800000049 | 他覚所見 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N066 | 他覚症状 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 160 | 9N071000000000049 | その他(家族歴等) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N071 | その他(家族歴等) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 170 | 9N076000000000049 | 視診(口腔内含む) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N076 | 視診(口腔内含む) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 180 | 9N081000000000049 | 打聴診 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N081 | 打聴診 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 190 | 9N086000000000049 | 触診(関節可動域含む) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N086 | 触診(関節可動域含む) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 20 | 診察 | 200 | 9N091000000000001 | 反復唾液嚥下テスト | 数字 | PQ | | 1 N | 回 | [times] | | | | 9N091 | 反復唾液嚥下テスト | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 210 | 9A755000000000001 | 収縮期血圧(その他) | 数字 | PQ | | 3 NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | 9A750 | 収縮期血圧 | 9A75500009 | 3:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 220 | 9A752000000000001 | 収縮期血圧(2回目) | 数字 | PQ | | 3 NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | 9A750 | 収縮期血圧 | 9A75200000 | 2:2回目 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 230 | 9A751000000000001 | 収縮期血圧(1回目) | 数字 | PQ | | 3 NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | 9A750 | 収縮期血圧 | 9A75100000 | 1:1回目 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 240 | 9A765000000000001 | 拡張期血圧(その他) | 数字 | PQ | | 3 NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | 9A760 | 拡張期血圧 | 9A76500009 | 3:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 250 | 9A762000000000001 | 拡張期血圧(2回目) | 数字 | PQ | | 3 NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | 9A760 | 拡張期血圧 | 9A76200000 | 2:2回目 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 260 | 9A761000000000001 | 拡張期血圧(1回目) | 数字 | PQ | | 3 NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | 9A760 | 拡張期血圧 | 9A76100000 | 1:1回目 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 30 | 血圧等 | 270 | 9N121000000000001 | 心拍数 | 数字 | PQ | | 3 NNN | 拍/分 | [h b]/min | | | | 9N121 | 心拍数 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 40 | 採血条件 | 280 | 9N141000000000011 | 採血時間(食後) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N141 | 採血時間(食後) | | | 1.2.392.200119.6.2202 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 290 | 3F050000002327101 | 総コレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F050 | 総コレステロール | 3F05010000 | 1:可視吸光度法(コレステロール酸化酵素法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 300 | 3F050000002327201 | 総コレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F050 | 総コレステロール | 3F05020000 | 2:紫外吸光度法(コレステロール脱水素酵素法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 310 | 3F050000002399901 | 総コレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F050 | 総コレステロール | 3F05030009 | 3:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 320 | 3F015000002327101 | 中性脂肪(トリグリセリド) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F015 | 中性脂肪(トリグリセリド) | 3F01510000 | 1:可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 330 | 3F015000002327201 | 中性脂肪(トリグリセリド) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F015 | 中性脂肪(トリグリセリド) | 3F01520000 | 2:紫外吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 340 | 3F015000002399901 | 中性脂肪(トリグリセリド) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F015 | 中性脂肪(トリグリセリド) | 3F01530009 | 3:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 350 | 3F070000002327101 | HDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F070 | HDLコレステロール | 3F07010000 | 1:可視吸光度法(直接法(非沈殿法)) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 360 | 3F070000002327201 | HDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F070 | HDLコレステロール | 3F07020000 | 2:紫外吸光度法(直接法(非沈殿法)) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 370 | 3F070000002399901 | HDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F070 | HDLコレステロール | 3F07030009 | 3:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 380 | 3F077000002327101 | LDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F077 | LDLコレステロール | 3F07710000 | 1:可視吸光度法(直接法(非沈殿法)) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 390 | 3F077000002327201 | LDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F077 | LDLコレステロール | 3F07720000 | 2:紫外吸光度法(直接法(非沈殿法)) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 400 | 3F077000002399901 | LDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F077 | LDLコレステロール | 3F07730009 | 3:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 401 | 3F077000002391901 | LDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F077 | LDLコレステロール | 3F07740009 | 4:計算法 | | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 50 | 生化学検査 | 402 | 3F069000002391901 | non-HDLコレステロール | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3F069 | non-HDLコレステロール | 3F06910000 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 50 | 生化学検査 | 410 | 3J010000002327101 | 総ビリルビン | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | mg/dl | mg/dL | | | | 3J010 | 総ビリルビン | 3J01010000 | 1:可視吸光度法(化学酸化法、酵素法、ジアル法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 420 | 3J010000002399901 | 総ビリルビン | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | mg/dl | mg/dL | | | | 3J010 | 総ビリルビン | 3J01020009 | 2:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 430 | 3B035000002327201 | GOT(AST) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B035 | GOT(AST) | 3B03510000 | 1:紫外吸光度法(JSCC標準化対応法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 440 | 3B035000002399901 | GOT(AST) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B035 | GOT(AST) | 3B03520009 | 2:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 450 | 3B045000002327201 | GPT(ALT) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B045 | GPT(ALT) | 3B04510000 | 1:紫外吸光度法(JSCC標準化対応法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 460 | 3B045000002399901 | GPT(ALT) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B045 | GPT(ALT) | 3B04520009 | 2:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 470 | 3B090000002327101 | γ-GT(γ-GTP) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B090 | γ-GT(γ-GTP) | 3B09010000 | 1:可視吸光度法(JSCC標準化対応法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 480 | 3B090000002399901 | γ-GT(γ-GTP) | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B090 | γ-GT(γ-GTP) | 3B09020009 | 2:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 490 | 3B070000002327101 | ALP | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B070 | ALP | 3B07010000 | 1:可視吸光度法(JSCC標準化対応法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 500 | 3B070000002399901 | ALP | 数字 | PQ | | 5 NNNNN | U/l | U/L | | | | 3B070 | ALP | 3B07020009 | 2:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 510 | 3C015000002327101 | 血清クレアチニン | 数字 | PQ | | 5 NN.NN | mg/dl | mg/dL | | | | 3C015 | 血清クレアチニン | 3C01510000 | 1:可視吸光度法(酵素法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 520 | 3C015000002399901 | 血清クレアチニン | 数字 | PQ | | 5 NN.NN | mg/dl | mg/dL | | | | 3C015 | 血清クレアチニン | 3C01520009 | 2:その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 50 | 生化学検査 | 525 | 3C015161602399911 | 血清クレアチニン(対象者) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 3C015 | 血清クレアチニン | 3C01520009 | | 1.2.392.200119.6.18110 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 50 | 生化学検査 | 526 | 3C015161002399949 | 血清クレアチニン(実施理由) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 3C015 | 血清クレアチニン | 3C01510000 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 50 | 生化学検査 | 527 | 8A065000002391901 | eGFR | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | ml/min/1.73m2 | ml/min/1.73m2 | | | | 8A065 | 血清クレアチニン | 8A06510000 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 50 | 生化学検査 | 530 | 3C020000002327101 | 血清尿酸 | 数字 | PQ | | 4 NN.N | | | | | | | | | | | | |

XML用特定健診項目情報

| 区分番号 | 区分名称 | 順番号 | 項目コード(17桁) | XML表示名 | データタイプ | XMLデータ型(PQ:数値型、CD:大小順序のないコード型、CO:大小順序のあるコード型、ST:文字列型) | 文字列換算(全角2バイト、半角1バイト)時の最大バイト長 | 数値型の形式(数字、ピリオドは小数点) | 表示単位 | XML用単位(UCUM単位コード) | author要素で表現される診断者または記述者の項目コード | 一連検査グループ識別 | 一連検査グループ関係コード | 同一性項目コード | 同一性項目名称 | XML検査方法コード | 検査方法 | 結果コードOID | 項目コードOID | XML化にあたっての備考 |
|------|------------|------|-------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|--------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 60 | 血糖検査 | 640 | 3D010000001927201 | 空腹時血糖 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3D010 | 血糖 | 3D01030000 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 60 | 血糖検査 | 650 | 3D010000001999901 | 空腹時血糖 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3D010 | 血糖 | 3D01040009 | 4: その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 60 | 血糖検査 | 660 | 3D010129901926101 | 随時血糖 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3D010 | 血糖 | 3D01010000 | 1: 電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 60 | 血糖検査 | 670 | 3D010129902227101 | 随時血糖 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3D010 | 血糖 | 3D01020000 | 2: 可視吸光度法(ブドウ糖酸化酵素法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 60 | 血糖検査 | 680 | 3D010129901927201 | 随時血糖 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3D010 | 血糖 | 3D01030000 | 3: 紫外吸光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 60 | 血糖検査 | 690 | 3D010129901999901 | 随時血糖 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | mg/dl | mg/dL | | | | 3D010 | 血糖 | 3D01040009 | 4: その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 60 | 血糖検査 | 692 | 3D046000001906202 | HbA1c(NGSP値) | 数字 | PQ | | 4 NN.N | % | % | | | | 3D046 | HbA1c | 3D04610000 | 1: 免疫学的方法(ラテックス凝集比濁法等) | | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 60 | 血糖検査 | 694 | 3D046000001920402 | HbA1c(NGSP値) | 数字 | PQ | | 4 NN.N | % | % | | | | 3D046 | HbA1c | 3D04620000 | 2: HPLC(不安定分画除去HPLC法) | | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 60 | 血糖検査 | 696 | 3D046000001927102 | HbA1c(NGSP値) | 数字 | PQ | | 4 NN.N | % | % | | | | 3D046 | HbA1c | 3D04630000 | 3: 酵素法 | | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 60 | 血糖検査 | 698 | 3D046000001999902 | HbA1c(NGSP値) | 数字 | PQ | | 4 NN.N | % | % | | | | 3D046 | HbA1c | 3D04640009 | 4: その他 | | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 740 | 1A020000000191111 | 尿糖 | コード | CO | | 1 N | | | | | | 1A020 | 尿糖 | 1A02010000 | 1: 試験紙法(機械読み取り) | 1.2.392.200119.6.2102 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 750 | 1A020000000190111 | 尿糖 | コード | CO | | 1 N | | | | | | 1A020 | 尿糖 | 1A02020000 | 2: 試験紙法(目視法) | 1.2.392.200119.6.2102 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 760 | 1A010000000191111 | 尿蛋白 | コード | CO | | 1 N | | | | | | 1A010 | 尿蛋白 | 1A01010000 | 1: 試験紙法(機械読み取り) | 1.2.392.200119.6.2102 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 770 | 1A010000000190111 | 尿蛋白 | コード | CO | | 1 N | | | | | | 1A010 | 尿蛋白 | 1A01020000 | 2: 試験紙法(目視法) | 1.2.392.200119.6.2102 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 780 | 1A100000000191111 | 尿潜血 | コード | CO | | 1 N | | | | | | 1A100 | 尿潜血 | 1A10010000 | 1: 試験紙法(機械読み取り) | 1.2.392.200119.6.2102 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 790 | 1A100000000190111 | 尿潜血 | コード | CO | | 1 N | | | | | | 1A100 | 尿潜血 | 1A10020000 | 2: 試験紙法(目視法) | 1.2.392.200119.6.2102 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 800 | 1A105160700166211 | 尿沈渣(所見の有無) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 1A105 | 尿沈渣 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 810 | 1A105160800166249 | 尿沈渣(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 1A105 | 尿沈渣 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 820 | 1A030000000190301 | 尿比重 | 数字 | PQ | | 5 N.NNN | | | | | | 1A030 | 尿比重 | 1A03010000 | 1: 屈折計法 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 830 | 1A030000000199901 | 尿比重 | 数字 | PQ | | 5 N.NNN | | | | | | 1A030 | 尿比重 | 1A03020009 | 2: その他 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 70 | 尿検査 | 831 | 3A015000000106101 | 尿中アルブミン定量 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/L | mg/L | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01510000 | 1: 免疫比濁法(TIA)(尿) | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 832 | 3A015000000199901 | 尿中アルブミン定量 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/L | mg/L | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01520000 | 2: その他(尿) | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 833 | 3A015000000406101 | 尿中アルブミン定量 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/L | mg/L | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01530000 | 3: 免疫比濁法(TIA)(蓄尿) | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 834 | 3A015000000499901 | 尿中アルブミン定量 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/L | mg/L | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01540000 | 4: その他(蓄尿) | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 835 | 3A015000000106128 | 尿中アルブミンクレアチニン補正值/アルブミン指数 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/g・CR | mg/g*CR | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01550000 | 1: 免疫比濁法(TIA) | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 836 | 3A015000000199928 | 尿中アルブミンクレアチニン補正值/アルブミン指数 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/g・CR | mg/g*CR | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01560000 | 2: その他 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 837 | 3A015000000406128 | 尿中アルブミン一日量 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/day | mg/day | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01570000 | 1: 免疫比濁法(TIA) | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 70 | 尿検査 | 838 | 3A015000000499928 | 尿中アルブミン一日量 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | mg/day | mg/day | | | | 3A015 | 尿中アルブミン | 3A01580000 | 2: その他 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 80 | 血液像検査 | 840 | 2A040000001930102 | ヘマトクリット値 | 数字 | PQ | | 4 NN.N | % | % | | | 2A040 | ヘマトクリット値 | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 850 | 2A030000001930101 | 血色素量(ヘモグロビン値) | 数字 | PQ | | 4 NN.N | g/dl | g/dL | | | 2A030 | 血色素量 | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 860 | 2A020000001930101 | 赤血球数 | 数字 | PQ | | 4 NNNN | 万/mm3 | 10*4/mm3 | | | 2A020 | 赤血球数 | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 870 | 2A020161001930149 | 貧血検査実施理由 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | RSON | 貧血検査 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 880 | 2A060000001930101 | MCV | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | fl | fl | | | 2A060 | MCV | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 890 | 2A070000001930101 | MCH | 数字 | PQ | | 5 NN.N | pg | pg | | | 2A070 | MCH | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 900 | 2A080000001930101 | MCHC | 数字 | PQ | | 5 NNN.N | % | % | | | 2A080 | MCHC | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 910 | 2A010000001930101 | 白血球数 | 数字 | PQ | | 7 NNNNN.N | /mm3 | /mm3 | | | 2A010 | 白血球数 | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 80 | 血液像検査 | 920 | 2A050000001930101 | 血小板数 | 数字 | PQ | | 3 NNN | 万/mm3 | 10*4/mm3 | | | 2A050 | 血小板数 | | | 自動血球算定装置 | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 930 | 9A110160700000011 | 心電図(所見の有無) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9A110 | 心電図 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 940 | 9A110160800000049 | 心電図所見 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9A110 | 心電図 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 945 | 9A110161600000011 | 心電図(対象者) | コード | CD | | 1 N | | | | | | RSON | 心電図 | | | 1.2.392.200119.6.18120 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 950 | 9A110161000000049 | 心電図実施理由 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | RSON | 心電図 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 960 | 9N201000000000011 | 胸部X線検査(がん:直接撮影) | コード | CO | | 1 N | | | | | | 9N209 | 胸部エックス線検査(がん:直接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.2140 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 970 | 9N206160700000011 | 胸部X線検査(一般:直接撮影)(所見の有無) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N206 | 胸部エックス線検査(一般:直接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 980 | 9N206160800000049 | 胸部X線検査(一般:直接撮影)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N206 | 胸部エックス線検査(一般:直接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 990 | 9N211161100000049 | 胸部X線検査(直接撮影)(撮影年月日) | 年月日 | ST | 8 | | | | | | | 9N211 | 胸部エックス線検査(直接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1000 | 9N211161200000049 | 胸部X線検査(直接撮影)(フィルム番号) | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | 9N211 | 胸部エックス線検査(直接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1010 | 9N216000000000011 | 胸部X線検査(がん:間接撮影) | コード | CO | | 1 N | | | | | | 9N216 | 胸部エックス線検査(がん:間接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.2140 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1020 | 9N221160700000011 | 胸部X線検査(一般:間接撮影)(所見の有無) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N221 | 胸部エックス線検査(一般:間接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1030 | 9N221160800000049 | 胸部X線検査(一般:間接撮影)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N221 | 胸部エックス線検査(一般:間接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1040 | 9N226161100000049 | 胸部X線検査(間接撮影)(撮影年月日) | 年月日 | ST | 8 | | | | | | | 9N226 | 胸部エックス線検査(間接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1050 | 9N226161200000049 | 胸部X線検査(間接撮影)(フィルム番号) | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | 9N226 | 胸部エックス線検査(間接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1060 | 6A010160706170411 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌)(所見の有無) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 6A010 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1070 | 6A010160806170449 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 6A010 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

XML用特定健診項目情報

| 区分番号 | 区分名称 | 順番号 | 項目コード(17桁) | XML表示名 | データタイプ | XMLデータ型(PQ:数値型、CD:大小順序のないコード型、CO:大小順序のあるコード型、ST:文字列型) | 文字列換算(全角2バイト、半角1バイト)時の最大バイト長 | 数値型の形式(数字、ピリオドは小数点) | 表示用単位 | XML用単位(UCUM単位コード) | author要素で表現される診断者または記述者の項目コード | 一連検査グループ識別 | 一連検査グループ関係コード | 同一性項目コード | 同一性項目名称 | XML検査方法コード | 検査方法 | 結果コードOID | 項目コードOID | XML化にあたっての備考 | |
|------|------------|------|-------------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1170 | 9N256160800000049 | 上部消化管X線(直接撮影)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | 9N25616100000049 | COMP | 9N256 | 上部消化管エックス線(直接撮影) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1180 | 9N256161100000049 | 上部消化管X線(直接撮影)(撮影年月日) | 年月日 | ST | 8 | | | | | 9N25616100000049 | COMP | 9N256 | 上部消化管エックス線(直接撮影) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1190 | 9N256161200000049 | 上部消化管X線(直接撮影)(フィルム番号) | 文字列 | ST | 64 | | | | | 9N25616100000049 | COMP | 9N256 | 上部消化管エックス線(直接撮影) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1200 | 9N261160700000011 | 上部消化管X線(間接撮影)(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | 9N26116100000049 | COMP | 9N261 | 上部消化管エックス線(間接撮影) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1210 | 9N261160800000049 | 上部消化管X線(間接撮影)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | 9N26116100000049 | COMP | 9N261 | 上部消化管エックス線(間接撮影) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1220 | 9N261161100000049 | 上部消化管X線(間接撮影)(撮影年月日) | 年月日 | ST | 8 | | | | | 9N26116100000049 | COMP | 9N261 | 上部消化管エックス線(間接撮影) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1230 | 9N261161200000049 | 上部消化管X線(間接撮影)(フィルム番号) | 文字列 | ST | 64 | | | | | 9N26116100000049 | COMP | 9N261 | 上部消化管エックス線(間接撮影) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1240 | 9N266160700000011 | 上部消化管内視鏡検査(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N266 | 上部消化管内視鏡検査 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1250 | 9N266160800000049 | 上部消化管内視鏡検査(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N266 | 上部消化管内視鏡検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1260 | 3B339000002399811 | ペプシノゲン | コード | CD | 1 | N | | | | | | 3B339 | ペプシノゲン | 方法問わず | | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1270 | 9F130160700000011 | 腹部超音波(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9F130 | 腹部超音波 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1280 | 9F130160800000049 | 腹部超音波(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9F130 | 腹部超音波 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1290 | 9N271160700000011 | 婦人科診察(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N271 | 婦人科診察 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1300 | 9N271160800000049 | 婦人科診察(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N271 | 婦人科診察 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1310 | 9N276160700000011 | 乳房視触診(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N276 | 乳房視触診 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1320 | 9N276160800000049 | 乳房視触診(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N276 | 乳房視触診 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1330 | 9N281160700000011 | 乳房画像診断(マンモグラフィ)(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N281 | 乳房画像診断(マンモグラフィ) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1340 | 9N281160800000049 | 乳房画像診断(マンモグラフィ)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N281 | 乳房画像診断(マンモグラフィ) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1350 | 9F140160700000011 | 乳房超音波検査(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9F140 | 乳房超音波検査 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1360 | 9F140160800000049 | 乳房超音波検査(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9F140 | 乳房超音波検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1370 | 9N291160700000011 | 子宮頸部視診(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N291 | 子宮頸部視診 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1380 | 9N291160800000049 | 子宮頸部視診(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N291 | 子宮頸部視診 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1390 | 9N296160700000011 | 子宮内診(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N296 | 子宮内診 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1400 | 9N296160800000049 | 子宮内診(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N296 | 子宮内診 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1410 | 7A021165008543311 | 子宮頸部細胞診(細胞診婦人科材料)(日母分類) | コード | CO | 1 | N | | | | | | 7A021 | 子宮頸部細胞診(細胞診婦人科材料) | | | 1.2.392.200119.6.2120 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1421 | 7A021165208543311 | 子宮頸部細胞診(細胞診婦人科材料)(ベセスダシステム2001) | コード | CD | 2 | NN | | | | | | 7A021 | 子宮頸部細胞診(細胞診婦人科材料) | | | 1.2.392.200119.6.18100 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1430 | 7A022000008543311 | 子宮体部細胞診(細胞診婦人科材料) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 7A022 | 子宮体部細胞診(細胞診婦人科材料) | | | 1.2.392.200119.6.2122 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1440 | 9Z771160700000011 | 直腸肛門機能(2項目以上)(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9Z771 | 直腸肛門機能(2項目以上) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1450 | 9Z771160800000049 | 直腸肛門機能(2項目以上)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9Z771 | 直腸肛門機能(2項目以上) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1460 | 9Z770160700000011 | 直腸肛門機能(1項目)(所見の有無) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9Z770 | 直腸肛門機能(1項目) | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1470 | 9Z770160800000049 | 直腸肛門機能(1項目)(所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9Z770 | 直腸肛門機能(1項目) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1480 | 1B030000001599811 | 便潜血 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 1B030 | 便潜血 | 方法問わず | | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1490 | 5D305000002399811 | PSA(前立腺特異抗原) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 5D305 | PSA(前立腺特異抗原) | 方法問わず | | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1500 | 9C310000000000001 | 肺機能検査(努力肺活量) | 数字 | PQ | 4 | NN.N | I | L | | | | | 9C310 | 肺機能検査(努力肺活量) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1510 | 9C320000000000001 | 肺機能検査(1秒量) | 数字 | PQ | 4 | NN.N | I | L | | | | | 9C320 | 肺機能検査(1秒量) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1520 | 9C330000000000002 | 肺機能検査(1秒率) | 数字 | PQ | 5 | NNN.N | % | % | | | | | 9C330 | 肺機能検査(1秒率) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1530 | 9C380000000000002 | 肺機能検査(%VC) | 数字 | PQ | 5 | NNN.N | % | % | | | | | 9C380 | 肺機能検査(%VC) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1540 | 9E160162100000001 | 視力(右) | 数字 | PQ | 4 | N.NN | | | | | | | 9E160 | 視力 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1550 | 9E160162500000001 | 視力(右:矯正) | 数字 | PQ | 4 | N.NN | | | | | | | 9E160 | 視力 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1560 | 9E160162200000001 | 視力(左) | 数字 | PQ | 4 | N.NN | | | | | | | 9E160 | 視力 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1570 | 9E160162600000001 | 視力(左:矯正) | 数字 | PQ | 4 | N.NN | | | | | | | 9E160 | 視力 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1580 | 9D100163100000011 | 聴力(右:1000Hz) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | 9D100 | 聴力 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1590 | 9D100163200000011 | 聴力(右:4000Hz) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | 9D100 | 聴力 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1600 | 9D100163500000011 | 聴力(左:1000Hz) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | 9D100 | 聴力 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1610 | 9D100163600000011 | 聴力(左:4000Hz) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | 9D100 | 聴力 | | | 1.2.392.200119.6.2002 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1660 | 9D100164000000011 | 聴力(検査方法) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | 9D100 | 聴力 | | | 1.2.392.200119.6.2301 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1670 | 9D100160900000049 | 聴力(その他の所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | 9D100 | 聴力 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1680 | 9E100166000000011 | 眼底検査(キースワグナー分類) | コード | CO | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200119.6.2110 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1690 | 9E100166100000011 | 眼底検査(シェイエ分類H) | コード | CO | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200119.6.2111 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1700 | 9E100166200000011 | 眼底検査(シェイエ分類S) | コード | CO | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200119.6.2112 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1710 | 9E100166300000011 | 眼底検査(SCOTT分類) | コード | CO | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200119.6.2113 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1711 | 9E100166600000011 | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) | コード | CO | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200119.6.18080 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1712 | 9E100166500000011 | 眼底検査(改変Davis分類) | コード | CO | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200119.6.18090 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1720 | 9E100160900000049 | 眼底検査(その他の所見) | 文字列 | ST | 256 | | | | | 9E10016100000049 | COMP | 9E100 | 眼底検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1725 | 9E100161600000011 | 眼底検査(対象者) | コード | CD | 1 | N | | | | 9E10016100000049 | RSON | 9E100 | 眼底検査 | | | 1.2.392.200 | | | |

XML用特定健診項目情報

| 区分番号 | 区分名称 | 順番号 | 項目コード(17桁) | XML表示名 | データタイプ | XMLデータ型(PQ:数値型、CD:大小順序のないコード型、CO:大小順序のあるコード型、ST:文字列型) | 文字列換算(全角2バイト、半角1バイト)時の最大バイト長 | 数値型の形式(数字、ピリオドは小数点) | 表示用単位 | XML用単位(UCUM単位コード) | author要素で表現される診断者または記述者の項目コード | 一連検査グループ識別 | 一連検査グループ関係コード | 同一性項目コード | 同一性項目名称 | XML検査方法コード | 検査方法 | 結果コードOID | 項目コードOID | XML化にあたっての備考 | | | | |
|------|---------------------|------|-------------------|---------------------|--------|---|------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------|------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1730 | 9E100161000000049 | 眼底検査実施理由 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9E100161000000049 | RSON | 9E100 | 眼底検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1740 | 9E105162100000001 | 眼圧検査(右) | 数字 | PQ | 3 | NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | | | | 9E105 | 眼圧検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 200 | がん検診・生体検査等 | 1750 | 9E105162200000001 | 眼圧検査(左) | 数字 | PQ | 3 | NNN | mmHg | mm[Hg] | | | | | | | 9E105 | 眼圧検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1760 | 5C070000002306201 | CRP | 数字 | PQ | 5 | NNN.N | mg/dl | mg/dL | | | | | | 5C070 | CRP | 5C07010000 | 1:可視吸光度法(ラテックス凝集比濁法) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1770 | 5C070000002306301 | CRP | 数字 | PQ | 5 | NNN.N | mg/dl | mg/dL | | | | | | 5C070 | CRP | 5C07020000 | 2:可視吸光度法(免役比濁法) | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1780 | 5C070000002399901 | CRP | 数字 | PQ | 5 | NNN.N | mg/dl | mg/dL | | | | | | 5C070 | CRP | 5C07030009 | 3:その他 | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1790 | 5H010000001910111 | 血液型(ABO) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5H010 | 血液型(ABO) | 5H01010000 | 1:試験管法 カラム凝集法 | 1.2.392.200119.6.2115 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1800 | 5H010000001999911 | 血液型(ABO) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5H010 | 血液型(ABO) | 5H01020009 | 2:その他 | 1.2.392.200119.6.2115 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1810 | 5H020000001910111 | 血液型(Rh) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5H020 | 血液型(Rh) | 5H02010000 | 1:試験管法 カラム凝集法 | 1.2.392.200119.6.2116 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1820 | 5H020000001999911 | 血液型(Rh) | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5H020 | 血液型(Rh) | 5H02020009 | 2:その他 | 1.2.392.200119.6.2116 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1830 | 5E071000002399811 | 梅毒反応 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5E071 | 梅毒反応 | | 方法問わず | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1840 | 5F016141002399811 | HBs抗原 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5F016 | HBs抗原 | | 方法問わず | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1850 | 5F360149502399811 | HCV抗体 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5F360 | HCV抗体 | | 方法問わず | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1860 | 5F360149702399811 | HCV抗体(力価) | コード | CO | 1 | N | | | | | | | | 5F360 | HCV抗体 | | 方法問わず | 1.2.392.200119.6.2103 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1870 | 5F360150002399811 | HCV抗原検査 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5F360 | HCV抗原 | | 方法問わず | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1880 | 5F360145002399811 | HCV核酸増幅検査 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 5F360 | HCV抗原 | | 方法問わず | 1.2.392.200119.6.2100 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1890 | 9N401000000000011 | C型肝炎ウイルス検診の判定 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 9N401 | C型肝炎ウイルス検診の判定 | | | 1.2.392.200119.6.2150 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1900 | 9N406000000000049 | その他の法定特殊健康診断 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N406 | その他の法定特殊健康診断 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1910 | 9N411000000000049 | その他の法定検査 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N411 | その他の法定検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 300 | その他健康診断等が任意に行なわれる検査 | 1920 | 9N416000000000049 | その他の検査 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N416 | その他の検査 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 1930 | 9N501000000000011 | メタボリックシンドローム判定 | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 9N501 | メタボリックシンドローム判定 | | | 1.2.392.200119.6.1008 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 1940 | 9N506000000000011 | 保健指導レベル | コード | CD | 1 | N | | | | | | | | 9N506 | 保健指導レベル | | | 1.2.392.200119.6.3001 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 1950 | 9N511000000000049 | 医師の診断(判定) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N511000000000049 | | | | | 9N511 | 医師の診断(判定) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 1960 | 9N516000000000049 | 健康診断を実施した医師の氏名 | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | | | 9N516 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | XMLでは医師名は独立項目として扱わず、診断所見等の項目のauthor要素として記述(以下*印、同じ) |
| 400 | 医師の判断 | 1970 | 9N521000000000049 | 医師の意見 | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N521000000000049 | | | | | 9N521 | 医師の意見 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 1980 | 9N526000000000049 | 意見を述べた医師の氏名 | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | | | 9N526 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 1990 | 9N531000000000049 | 歯科医師による健康診断 | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N531000000000049 | | | | | 9N531 | 歯科医師による健康診断 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2000 | 9N536000000000049 | 健康診断を実施した歯科医師の氏名 | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | | | 9N536 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2010 | 9N541000000000049 | 歯科医師の意見 | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N541000000000049 | | | | | 9N541 | 歯科医師の意見 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2020 | 9N546000000000049 | 意見を述べた歯科医師の氏名 | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | | | 9N546 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2030 | 9N551000000000049 | 備考 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N551 | 備考 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2040 | 9N556000000000011 | 生活機能評価の結果1 | コード | CD | 1 | N | | | 9N556000000000011 | | | | | COMP | 9N556 | 生活機能評価の結果1 | | | 1.2.392.200119.6.2501 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 400 | 医師の判断 | 2050 | 9N561000000000011 | 生活機能評価の結果2 | コード | CD | 1 | N | | | 9N561000000000011 | | | | | COMP | 9N561 | 生活機能評価の結果2 | | | 1.2.392.200119.6.2502 | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 400 | 医師の判断 | 2060 | 9N566000000000049 | 生活機能評価の結果3 | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N566000000000049 | | | | | COMP | 9N566 | 生活機能評価の結果3 | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | |
| 400 | 医師の判断 | 2070 | 9N571000000000049 | 医師の診断(判定)(生活機能評価) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N571000000000049 | | | | | 9N571 | 医師の診断(判定)(生活機能評価) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2080 | 9N576000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N576 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2090 | 9N581161300000011 | 医師の診断(肺がん検診)(コード) | コード | CD | 1 | N | | | 9N581000000000049 | | | | | 9N581 | 医師の診断(肺がん検診)(コード) | | | 1.2.392.200119.6.2141 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2100 | 9N581161400000049 | 医師の診断(肺がん検診)(自由記載) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N581000000000049 | | | | | 9N581 | 医師の診断(肺がん検診)(自由記載) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2110 | 9N586000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N586 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2120 | 9N591161300000011 | 医師の診断(胃がん検診)(コード) | コード | CD | 1 | N | | | 9N591000000000049 | | | | | 9N591 | 医師の診断(胃がん検診)(コード) | | | 1.2.392.200119.6.2141 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2130 | 9N591161400000049 | 医師の診断(胃がん検診)(自由記載) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N591000000000049 | | | | | 9N591 | 医師の診断(胃がん検診)(自由記載) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2140 | 9N596000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N596 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2150 | 9N601161300000011 | 医師の診断(乳がん検診)(コード) | コード | CD | 1 | N | | | 9N601000000000049 | | | | | 9N601 | 医師の診断(乳がん検診)(コード) | | | 1.2.392.200119.6.2141 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2160 | 9N601161400000049 | 医師の診断(乳がん検診)(自由記載) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N601000000000049 | | | | | 9N601 | 医師の診断(乳がん検診)(自由記載) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2170 | 9N606000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N606 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2180 | 9N611161300000011 | 医師の診断(子宮がん検診)(コード) | コード | CD | 1 | N | | | 9N611000000000049 | | | | | 9N611 | 医師の診断(子宮がん検診)(コード) | | | 1.2.392.200119.6.2141 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2190 | 9N611161400000049 | 医師の診断(子宮がん検診)(自由記載) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N611000000000049 | | | | | 9N611 | 医師の診断(子宮がん検診)(自由記載) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2200 | 9N616000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | | | 9N616 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2210 | 9N621161300000011 | 医師の診断(大腸がん検診)(コード) | コード | CD | 1 | N | | | 9N621000000000049 | | | | | 9N621 | 医師の診断(大腸がん検診)(コード) | | | 1.2.392.200119.6.2141 | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2220 | 9N621161400000049 | 医師の診断(大腸がん検診)(自由記載) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N621000000000049 | | | | | 9N621 | 医師の診断(大腸がん検診)(自由記載) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | | |
| 400 | 医師の判断 | 2230 | 9N626000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | | | 9N626 | | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | | * |
| 400 | 医師の判断 | 2240 | 9N631161300000011 | 医師の診断(前立腺がん検診)(コード) | コード | CD | 1 | N | | | 9N631000000000049 | | | | | 9N631 | 医師の診断(前立腺がん検診)(コード) | | | 1.2.392.200119.6.2141 | 1.2.392.200119 | | | |

XML用特定健診項目情報

| 区分番号 | 区分名称 | 順番号 | 項目コード(17桁) | XML表示名 | データタイプ | XMLデータ型(PQ:数値型、CD:大小順序のないコード型、CO:大小順序のあるコード型、ST:文字列型) | 文字列換算(全角2バイト、半角1バイト)時の最大バイト長 | 数値型の形式(数字、ピリオドは小数点) | 表示用単位 | XML用単位(UCUM単位コード) | author要素で表現される診断者または記述者の項目コード | 一連検査グループ識別 | 一連検査グループ関係コード | 同一性項目コード | 同一性項目名称 | XML検査方法コード | 検査方法 | 結果コードOID | 項目コードOID | XML化にあたっての備考 |
|------|---------------|------|-------------------|----------------|--------|---|------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------|------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 400 | 医師の判断 | 2260 | 9N636000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N636 | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | * |
| 400 | 医師の判断 | 2270 | 9N641000000000049 | 医師の診断(その他) | 文字列 | ST | 256 | | | | 9N640000000000049 | | | 9N641 | 医師の診断(その他) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 400 | 医師の判断 | 2280 | 9N646000000000049 | 診断をした医師の氏名 | 文字列 | ST | 64 | | | | | | | 9N646 | | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | * |
| 500 | 質問票 | 2290 | 9N701000000000011 | 服薬1(血圧) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N701 | 服薬1(血圧) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2300 | 9N701167000000049 | 服薬1(血圧)(薬剤名) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N701 | 服薬1(血圧) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2310 | 9N701167100000049 | 服薬1(血圧)(実施理由) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N701 | 服薬1(血圧) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2315 | 9N702167200000049 | 服薬確認者(血圧) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N702 | 服薬確認者(血圧) | | | 1.2.392.200119.6.1301 | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 500 | 質問票 | 2320 | 9N706000000000011 | 服薬2(血糖) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N706 | 服薬2(血糖) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2330 | 9N706167000000049 | 服薬2(血糖)(薬剤名) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N706 | 服薬2(血糖) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2340 | 9N706167100000049 | 服薬2(血糖)(実施理由) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N706 | 服薬2(血糖) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2345 | 9N707167200000049 | 服薬確認者(血糖) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N707 | 服薬確認者(血糖) | | | 1.2.392.200119.6.1301 | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 500 | 質問票 | 2350 | 9N711000000000011 | 服薬3(脂質) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N711 | 服薬3(脂質) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2360 | 9N711167000000049 | 服薬3(脂質)(薬剤名) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N711 | 服薬3(脂質) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2370 | 9N711167100000049 | 服薬3(脂質)(実施理由) | 文字列 | ST | 256 | | | | | | | 9N711 | 服薬3(脂質) | | | | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2375 | 9N712167200000049 | 服薬確認者(脂質) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N712 | 服薬確認者(脂質) | | | 1.2.392.200119.6.1301 | 1.2.392.200119.6.1005 | V2.0で追加 |
| 500 | 質問票 | 2380 | 9N716000000000011 | 既往歴1(脳血管) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N716 | 既往歴1(脳血管) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2390 | 9N721000000000011 | 既往歴2(心臓) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N721 | 既往歴2(心臓) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2400 | 9N726000000000011 | 既往歴3(腎不全・人工透析) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N726 | 既往歴3(腎不全・人工透析) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2410 | 9N731000000000011 | 貧血 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N731 | 貧血 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2420 | 9N736000000000011 | 喫煙 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N736 | 喫煙 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2430 | 9N741000000000011 | 20歳からの体重変化 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N741 | 20歳からの体重変化 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2440 | 9N746000000000011 | 30分以上の運動習慣 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N746 | 30分以上の運動習慣 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2450 | 9N751000000000011 | 歩行又は身体活動 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N751 | 歩行又は身体活動 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2460 | 9N756000000000011 | 歩行速度 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N756 | 歩行速度 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2471 | 9N872000000000011 | 咀嚼 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N872 | 咀嚼 | | | 1.2.392.200119.6.18030 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 500 | 質問票 | 2480 | 9N766000000000011 | 食べ方1(早食い等) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N766 | 食べ方1(早食い等) | | | 1.2.392.200119.6.2004 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2490 | 9N771000000000011 | 食べ方2(就寝前) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N771 | 食べ方2(就寝前) | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2501 | 9N782000000000011 | 食べ方3(間食) | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N782 | 食べ方3(間食) | | | 1.2.392.200119.6.18040 | 1.2.392.200119.6.1005 | V3.0で追加 |
| 500 | 質問票 | 2510 | 9N781000000000011 | 食習慣 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N781 | 食習慣 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2520 | 9N786000000000011 | 飲酒 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N786 | 飲酒 | | | 1.2.392.200119.6.2005 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2530 | 9N791000000000011 | 飲酒量 | コード | CO | 1 | N | | | | | | 9N791 | 飲酒量 | | | 1.2.392.200119.6.2006 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2540 | 9N796000000000011 | 睡眠 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N796 | 睡眠 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2550 | 9N801000000000011 | 生活習慣の改善 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N801 | 生活習慣の改善 | | | 1.2.392.200119.6.2007 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 500 | 質問票 | 2560 | 9N806000000000011 | 保健指導の希望 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N806 | 保健指導の希望 | | | 1.2.392.200119.6.2003 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2570 | 9N811000000000011 | 生活機能問診1 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N811 | 生活機能問診1 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2580 | 9N816000000000011 | 生活機能問診2 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N816 | 生活機能問診2 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2590 | 9N821000000000011 | 生活機能問診3 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N821 | 生活機能問診3 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2600 | 9N826000000000011 | 生活機能問診4 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N826 | 生活機能問診4 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2610 | 9N831000000000011 | 生活機能問診5 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N831 | 生活機能問診5 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2620 | 9N836000000000011 | 生活機能問診6 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N836 | 生活機能問診6 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2630 | 9N841000000000011 | 生活機能問診7 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N841 | 生活機能問診7 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2640 | 9N846000000000011 | 生活機能問診8 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N846 | 生活機能問診8 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2650 | 9N851000000000011 | 生活機能問診9 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N851 | 生活機能問診9 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2660 | 9N856000000000011 | 生活機能問診10 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N856 | 生活機能問診10 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2670 | 9N861000000000011 | 生活機能問診11 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N861 | 生活機能問診11 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2680 | 9N866000000000011 | 生活機能問診12 | 数字 | PQ | 4 | NN.N | kg/m2 | kg/m2 | | | | 9N866 | 生活機能問診12 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2690 | 9N871000000000011 | 生活機能問診13 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N871 | 生活機能問診13 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2700 | 9N876000000000011 | 生活機能問診14 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N876 | 生活機能問診14 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2710 | 9N881000000000011 | 生活機能問診15 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N881 | 生活機能問診15 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2720 | 9N886000000000011 | 生活機能問診16 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N886 | 生活機能問診16 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2730 | 9N891000000000011 | 生活機能問診17 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N891 | 生活機能問診17 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2740 | 9N896000000000011 | 生活機能問診18 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N896 | 生活機能問診18 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2750 | 9N901000000000011 | 生活機能問診19 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N901 | 生活機能問診19 | | | 1.2.392.200119.6.2008 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2760 | 9N906000000000011 | 生活機能問診20 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N906 | 生活機能問診20 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2770 | 9N911000000000011 | 生活機能問診21 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N911 | 生活機能問診21 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2780 | 9N916000000000011 | 生活機能問診22 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N916 | 生活機能問診22 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1.2.392.200119.6.1005 | |
| 600 | 生活機能基本チェックリスト | 2790 | 9N921000000000011 | 生活機能問診23 | コード | CD | 1 | N | | | | | | 9N921 | 生活機能問診23 | | | 1.2.392.200119.6.2009 | 1 | |

XML用特定健診項目情報

| 区分番号 | 区分名称 | 順番号 | 項目コード(17桁) | XML表示名 | データタイプ | XMLデータ型(PQ:数値型、CD:大小順序のないコード型、CO:大小順序のあるコード型、ST:文字列型) | 文字列換算(全角2バイト、半角1バイト)時の最大バイト長 | 数値型の場合の形式(数字、ピリオドは小数点) | 表示用単位 | XML用単位(UCUM単位コード) | author要素で表現される診断者または記述者の項目コード | 一連検査グループ識別 | 一連検査グループ関係コード | 同一性項目コード | 同一性項目名称 | XML検査方法コード | 検査方法 | 結果コードOID | 項目コードOID | XML化にあたっての備考 |
|------|-------|------|-------------------|---|--------|---|------------------------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|---|------------|------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 900 | 後期質問票 | 2890 | 9N937000000000011 | 6カ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N937 | 6カ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19060 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2900 | 9N938000000000011 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N938 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19070 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2910 | 9N939000000000011 | この1年間に転んだことがありますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N939 | この1年間に転んだことがありますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19080 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2920 | 9N940000000000011 | ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N940 | ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19090 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2930 | 9N941000000000011 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるとされていますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N941 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるとされていますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19100 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2940 | 9N942000000000011 | 今日が何月何日かわからない時がありますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N942 | 今日が何月何日かわからない時がありますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19110 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2950 | 9N943000000000011 | あなたはたばこを吸いますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N943 | あなたはたばこを吸いますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19120 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2960 | 9N944000000000011 | 週に1回以上は外出していますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N944 | 週に1回以上は外出していますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19130 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2970 | 9N945000000000011 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N945 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19140 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |
| 900 | 後期質問票 | 2980 | 9N946000000000011 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか(後期) | コード | CD | | 1 N | | | | | | 9N946 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか(後期) | | | 1.2.392.200119.6.19150 | 1.2.392.200119.6.1005 | 後期質問票追加による修正 |