

表 7 医療器材名とコードおよび再滅菌再使用の状況

医療器材名	再滅菌使用している部 門数 (n) 2013年	再滅菌使用している部 門数の割合 (%) 2013年	【参考】 再滅菌使用している部 門数の割合 (%) 2007年	【参考】 再滅菌使用している部 門数の割合 (%) 2003年	【参考】 再滅菌使用している部 門数の割合 (%) 2000年	滅菌方法						備考 (特記すべき事項が ありましたらご記入 ください)	*業者に再滅菌を 依頼する場合、滅 菌委託業者へ依頼 する場合は「委託し 製造業者へ依頼す る場合は「製比記 入してください。			
						高圧蒸気滅菌		減菌方法 酸化エチレンガス滅菌		過酸化水 素低温ガ スアラス マ滅菌	蒸気にて再 滅菌			その他の 方法(方法 をご記入 ください)	閉封後、 未使用品 に限り再 滅菌	
						高圧蒸気滅 菌(前装空工 程付き滅菌 器)	ハイスピード 滅菌(大規模 筒型)	ハイスピード 滅菌(小型 卓上型また は理込滅 菌器)	酸化エチレ ン/CO ₂ 滅菌 ガス使用(ボ ンベタイプ)	10%あるいは 50%酸化エチ レンガス使用 (カートリッジ タイプ)						
術者の着衣																
手術用ガウン																
D11	13	20.6%	37.4%	44.3%	63.0%	2	0	0	5	6	0	2	0	17	4	委託業者: 3 製造業者: 0
手術用手袋																
D21	4	6.3%	4.9%	6.0%	19.0%	0	0	0	1	3	0	0	0	3	1	委託業者: 0 製造業者: 0
その他	1	1.6%	1.5%	2.1%	2.5%	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0
患者被覆用 ドレープ (覆い布) D14																
D14	14	22.2%	39.3%	46.8%	59.8%	2	0	0	5	7	0	2	0	17	2	委託業者: 2 製造業者: 0
シーツ C23																
C23	11	17.5%	20.9%	27.3%	43.0%	2	0	0	3	6	0	0	0	11	0	委託業者: 1 製造業者: 0
その他	0	0.0%	1.5%	1.4%	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0
衛生材料																
ガーゼ C11																
C11	3	4.8%	23.2%	39.3%	61.0%	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	委託業者: 0 製造業者: 0
管状包帯 伸縮包帯, 弾力包帯 C14																
C14	6	9.5%	30.1%	36.1%	57.8%	3	0	0	2	1	0	0	0	8	0	委託業者: 0 製造業者: 0
バンド 脱脂綿 C15																
C15	1	1.6%	14.1%	17.7%	42.5%	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	委託業者: 1 製造業者: 0
外科用ドレッシング C16																
C16	0	0.0%	9.7%	14.9%	25.2%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	委託業者: 0 製造業者: 0
その他	0	0.0%	2.4%	1.4%	3.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 0 製造業者: 0
手術材料																
縫合糸 BF																
BF	2	3.2%	12.1%	18.4%	34.1%	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	委託業者: 0 製造業者: 0
針付縫合糸 BG																
BG	2	3.2%	5.3%	14.9%	22.0%	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	委託業者: 1 製造業者: 0
自動吻合 縫合器 BHI																
BHI	7	11.1%	21.8%	33.3%	46.7%	1	0	0	0	3	4	1	0	7	0	委託業者: 1 製造業者: 0
自動吻合 縫合器のうち 特にスキャンステープラー BHI																
BHI	14	22.2%	37.9%	51.0%	62.0%	1	0	0	1	5	8	1	0	8	0	委託業者: 1 製造業者: 0
スキャンステープラー除去器 和製用シート (メッシュ) BK1																
BK1	29	46.0%	58.3%	62.0%	67.2%	19	0	0	3	5	7	0	0	3	0	委託業者: 0 製造業者: 0
和製用シート (メッシュ) BK1																
BK1	0	0.0%	10.2%	17.4%	32.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者: 1 製造業者: 0

医療材料名	再減菌使用している部門数 (n) 2013年	再減菌使用している部門数の割合 (%) 2013年	【参考】再減菌使用している部門数の割合 (%) 2007年	【参考】再減菌使用している部門数の割合 (%) 2009年	【参考】再減菌使用している部門数の割合 (%) 2009年	減菌方法				高圧蒸気滅菌 高圧蒸気滅菌 (菌付き滅菌器)	高圧蒸気滅菌		酸化エチレンガス滅菌		過酸化水素低温ガス スプレー滅菌	業者に依頼して再滅菌	その他の方法(方法を記入してください)	開封後、未使用品に限り再滅菌	備考 (特記事項がありましたらご記入ください)	*業者ご同減菌を依頼する場合、減菌委託業者へ依頼する場合は「委託」、製造業者へ依頼する場合は「製造」と記入してください。		
						高圧蒸気滅菌 (菌付き滅菌器)	高圧蒸気滅菌 滅菌(大型滅菌器)	ハイスピード滅菌(小型早上型または理髪器)	酸化エチレンガス滅菌 (H ₂ O ₂ 滅菌/CO ₂ 滅菌/ガス使用(ジペンタイプ))		酸化エチレンガス滅菌 100%あるいは50%酸化エチレンガス使用(クワートリッブタイプ)											
人工血管	0	0.0%	7.8%	17.7%	26.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0	
止血・結紮用 クリップ BR2	7	11.1%	25.7%	36.9%	51.6%	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	3	0	0	委託業者:1 製造業者:0
血管クランプ BE3	5	7.9%	16.0%	20.6%	31.9%	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	委託業者:1 製造業者:0
巻列メス BQ2	1	1.6%	2.9%	7.4%	9.6%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	委託業者:1 製造業者:0
ドリルの刃	32	50.8%	54.9%	54.2%	64.5%	29	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	委託業者:1 製造業者:0
ノコギリの刃	34	54.0%	43.7%	46.1%	54.9%	32	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	委託業者:1 製造業者:0
電気メス(ハンドピース) BQ3	20	31.7%	61.2%	70.5%	76.4%	7	0	0	5	1	5	1	1	8	0	0	0	0	8	0	0	委託業者:1 製造業者:0
その他	2	3.2%	1.9%	2.1%	0.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	委託業者:0 製造業者:0
内視鏡検査器具																						
細腸診ブラシ A18	5	7.9%	15.5%	19.1%	33.9%	2	0	0	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	委託業者:1 製造業者:0
内視鏡的造影用カテーテル (RCPカテーテル) A2D	8	12.7%	19.4%	31.5%	43.5%	2	0	0	2	3	2	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	委託業者:1 製造業者:0
生検ブラシ A18	6	9.5%	17.5%	23.0%	33.6%	4	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	委託業者:1 製造業者:0
生検鉗子 BN4	21	33.3%	17.5%	39.3%	56.6%	17	0	0	4	3	4	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	委託業者:1 製造業者:0
把持鉗子 BN4	23	36.5%	41.7%	41.5%	55.6%	18	0	0	5	2	5	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	委託業者:1 製造業者:0
その他	1	1.6%	2.4%	2.5%	0.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0
内視鏡下手術																						
内視鏡下 トロツカー BNI	10	15.9%	29.6%	36.9%	48.2%	1	0	0	2	3	2	3	4	4	0	0	0	0	5	0	0	委託業者:1 製造業者:0
内視鏡下ニードル BN2	5	7.9%	13.6%	20.6%	34.1%	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	委託業者:1 製造業者:0
内視鏡下自動吻合 縫合器 BN3	7	11.1%	20.9%	26.6%	41.0%	2	0	0	1	2	1	2	3	3	0	0	0	0	4	0	0	委託業者:1 製造業者:0
内視鏡下鉗子・剪刀 BN4	16	26.4%	45.1%	51.7%	59.8%	4	0	0	4	2	4	2	6	6	0	0	0	0	2	0	0	委託業者:1 製造業者:0
内視鏡下確固切開用具 BN5	13	20.6%	34.0%	47.5%	53.6%	4	0	0	4	1	4	1	5	5	0	0	0	0	2	0	0	委託業者:2 製造業者:0

医療材料名	再減菌使用 している部 門数 (n) 2013年	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2013年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2007年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2003年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2000年	減菌方法				調酸化水 素低温ガ スプラス マ減菌	業者に依 頼して再 減菌*	その他の 方法(方法 をご記入 ください)	開封後 未使用部 に限り再 減菌	備考 (特記すべ き事があり ましたらご記入 ください)	*業者に再減菌を 依頼する場合、減 菌委託業者へ依頼 する場合は委託 製造業者へ依頼す る場合は製造記 入してください。				
						高圧蒸気減菌		酸化エチレンガス減菌								10%あるいは 95%酸化エチ レンガス使用 (カートリッジ タイプ)	調酸化水 素低温ガ スプラス マ減菌	業者に依 頼して再 減菌*	その他の 方法(方法 をご記入 ください)
						高圧蒸気減 菌(前真空工 程付き減菌 器)	ハイステッド 減菌(大型減 菌器)	ハイステッド 減菌(小型 桌上型または 固定型減 菌器)	酸化エチレ ン/CO減菌 ガス使用(ボ ンベタイプ)										
内視鏡下結核用クリップ B18	9	14.3%	29.1%	41.1%	47.9%	3	0	0	3	1	2	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
その他鏡視下手術器具	20	31.7%	26.7%	36.9%	45.2%	7	0	0	8	1	7	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
その他	0	0.0%	1.0%	0.7%	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0			
整形外科領域																			
人工股関節・人工骨頭 B31	2	3.2%	1.0%	5.0%	15.1%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:1			
人工膝関節 B32	1	1.6%	1.0%	4.6%	13.8%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:1			
人工腱 B34	0	0.0%	0.0%	4.6%	7.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
プレート ネイラルプレート B35	16	25.4%	17.0%	23.7%	46.0%	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:1			
ピン、ネイラル、ロッド、フック B36	15	23.8%	15.0%	23.7%	45.2%	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:1			
スクリュー(ネジ) B38	18	28.6%	22.3%	29.1%	47.9%	17	0	0	1	0	1	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
骨外固定用具 (固定用金属ピン) B3K	15	23.8%	18.4%	26.9%	46.9%	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:1			
駆血帯	21	33.3%	26.2%	32.2%	44.5%	8	0	0	8	8	2	0	0	0	0	委託業者:2 製造業者:0			
その他	1	1.6%	0.5%	1.8%	0.2%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0			
脳外科領域																			
ドレーン・ドレーンセット、 B12	1	1.6%	9.2%	15.6%	24.7%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
人工硬膜 B13	0	0.0%	2.4%	7.4%	10.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
脳外科用クリップ B14	16	25.4%	32.0%	30.5%	48.7%	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
その他	1	1.6%	1.0%	1.4%	1.2%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0			
心臓・血管外科領域																			
人工硬膜(パッチ) B13	0	0.0%	3.4%	8.2%	15.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			
体外循環用カニューレ B21	1	1.6%	6.3%	14.2%	19.5%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0			

医療材料名	再減菌使用している部 門数 (n) 2013年	再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2013年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2007年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2009年	【参考】 再減菌使用 している部 門数の割合 (%) 2000年	減菌方法				過酸化水 素低温ガ スアスプレ イム減菌	業者に依 頼して再 減菌	その他の 方法(方法 をご記入 ください)	開封後、 未使用品 に限り再 減菌	備考 (特記すべ き事があり ましたらご 記入 ください)	*業者に再減菌を 依頼する場合、減 菌委託業者へ依頼 する場合は委託 製造業者へ依頼す る場合と異なり記 入してください。	
						高圧蒸気減菌		酸化エチレンガス減菌								
						高圧蒸気減 菌(前置空工 程付き減菌 器)	ハイステート 減菌(大型減 菌器)	ハイステート 減菌(小型 卓上型また は追加型減 菌器)	酸化エチレ ン/CO ₂ 混合 ガス使用(ガ ンベタイプ)							100%あるいは 95%酸化エチ レンガス使用 (カートリッジ タイプ)
心臓手術用カテーテル B21	0	0.0%	3.4%	8.2%	12.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0
心臓弁 B22	0	0.0%	0.0%	1.8%	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0
ペースメーカー B2A	0	0.0%	0.5%	3.9%	3.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:1 製造業者:0
電極カテーテル (EPカテーテル) B2B	3	4.8%	9.2%	14.9%	19.0%	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	委託業者:2 製造業者:0
PTCAカテーテル B2E	2	3.2%	4.9%	9.9%	13.6%	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	委託業者:0 製造業者:0
PTCA用ガイドワイヤー B2F	5	7.9%	11.2%	14.2%	17.8%	2	0	0	2	1	0	0	3	0	0	委託業者:0 製造業者:0
その他	0	0.0%	2.4%	2.8%	0.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0
泌尿器科領域																
導尿(尿道)カテーテル B51	2	3.2%	13.1%	21.6%	42.0%	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	委託業者:0 製造業者:0
尿管カテーテル B53	0	0.0%	14.6%	24.8%	42.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	委託業者:0 製造業者:0
その他	1	1.6%	2.4%	1.8%	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0
呼吸器科領域																
エアウェイ B61	17	27.0%	47.6%	46.8%	60.3%	2	0	0	5	3	8	0	2	0	0	委託業者:0 製造業者:0
マウスピース B62	19	30.2%	35.0%	40.0%	51.4%	7	0	0	4	4	6	0	1	0	0	委託業者:1 製造業者:0
気管切開用カテーテル B63	2	3.2%	10.2%	12.8%	25.0%	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	委託業者:0 製造業者:0
気管切開用カニューレ B63	2	3.2%	18.9%	28.3%	48.4%	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	委託業者:1 製造業者:0
気管挿入用カテーテル チューブ B64	3	4.8%	10.7%	21.6%	43.7%	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	委託業者:0 製造業者:0
吸引用カテーテル B65	2	3.2%	4.9%	19.5%	35.6%	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	委託業者:0 製造業者:0
塵埃吸入用マスク B66	5	7.9%	25.2%	43.6%	54.9%	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0
ネブライザー B68	7	11.1%	19.9%	26.9%	33.6%	1	0	0	3	2	3	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0

医療材料名	再減菌使用している部門数 (n) 2013年	再減菌使用している部門数の割合 (%) 2013年	【参考】再減菌使用している部門数の割合 (%) 2007年	【参考】再減菌使用している部門数の割合 (%) 2008年	【参考】再減菌使用している部門数の割合 (%) 2009年	減菌方法						開封後未使用品に限り再減菌	備考 (特記すべき事柄がありましたらご記入ください)	*業務に再減菌を依頼する場合、減菌委託業者へ依頼する場合は委託製造業者へ依頼する場合は製造業者へ依頼する場合は製造業者に入してください。			
						高圧蒸気減菌		酸化エチレン		10%あるいは95%酸化エチレンガス使用(カートリッジタイプ)					過酸化水素低温ガススプレー減菌	業者に依頼して再減菌	その他の方法(方法をご記入ください)
						高圧蒸気減菌(加圧空工程付き減菌器)	ハイスピード減菌(大型減菌器)	ハイスピード減菌(小型減菌器)または埋込型減菌器	酸化エチレン/CO2混合ガス使用(ノンベタイプ)	酸化エチレン/CO2混合ガス使用(ノンベタイプ)	10%あるいは95%酸化エチレンガス使用(カートリッジタイプ)						
絶管 B69	9	14.3%	35.4%	47.1%	61.3%	1	0	0	4	3	2	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
呼吸器回路用フィルター B6A	1	1.6%	11.2%	15.6%	29.9%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
呼吸器用アダプター、コネクタ B6D	8	12.7%	30.6%	35.1%	58.8%	4	0	0	2	4	1	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
呼吸器回路セット (保静用) B6E	3	4.8%	11.7%	17.0%	30.4%	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
呼吸器回路セット (人工呼吸器用) B6E	9	14.3%	30.1%	39.0%	57.8%	5	0	0	1	1	2	0	0	2	0	委託業者:0 製造業者:0	
呼吸器バック、蘇生バック B6G	9	14.3%	21.8%	24.8%	39.8%	7	0	0	1	2	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
加湿加湿器 B6K	5	7.9%	11.2%	18.1%	30.6%	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	委託業者:0 製造業者:0	
その他	0	0.0%	1.9%	1.8%	0.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
消化器科領域																	
胃腸用カテーテル、チューブ B71	1	1.6%	6.8%	13.5%	30.6%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	委託業者:0 製造業者:0	
栄養カテーテル、チューブ B72	2	3.2%	4.4%	11.3%	29.4%	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	委託業者:0 製造業者:0	
食道用カテーテル、チューブ B73	1	1.6%	3.4%	8.2%	20.0%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	委託業者:0 製造業者:0	
その他	1	1.6%	0.0%	1.8%	0.5%	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	委託業者:0 製造業者:0	
耳鼻科領域																	
耳用インプラント BKG	2	3.2%	1.9%	7.4%	16.6%	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	委託業者:0 製造業者:0	
輸液・注射器具																	
注射器 BA1	6	9.5%	6.3%	8.5%	15.8%	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
注射針 BA2	1	1.6%	1.0%	4.6%	6.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
留置用カテーテル BB2	0	0.0%	1.5%	7.4%	17.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
輸液セット BD5	0	0.0%	1.0%	6.4%	13.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	
輸液、輸血用フィルター BD6	0	0.0%	1.0%	2.8%	7.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託業者:0 製造業者:0	

医療材料名	再滅菌使用している部門数 (n)	再滅菌使用している部門数 (%)	再滅菌使用している部門数 (%)	再滅菌使用している部門数 (%)	再滅菌使用している部門数 (%)	滅菌方法					委託業者:0 製造業者:0	備考 (特記すべき事があり ましたらご記入 ください)	委託業者:0 製造業者:0			
						高圧蒸気滅菌	酸化エチレンガス滅菌			過酸化水素低温ガス スプレー マ滅菌				業者に依頼して再滅菌	その他の方法 法をご記入 ください	開封後、未使用品に限り再滅菌
							高圧蒸気滅菌 器(前真空 理付き滅菌 器)	ハイスピード滅菌(大型滅菌器)	ハイスピード滅菌(小型滅菌器) 早上または理型滅菌器							
消毒液 (三方消殺)	0	0.0%	4.4%	9.6%	19.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0.0%	1.9%	1.4%	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診察用器材																
トランスデューサー(ドーム)	0	0.0%	3.4%	6.4%	9.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
センサー (バルスオキシメータ用)	2	3.2%	1.5%	4.6%	4.7%	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
AZ4																
針類																
生検用針	3	4.8%	13.1%	17.7%	27.7%	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BC3																
吸引器																
吸引容器 B94	1	1.6%	1.5%	3.2%	8.2%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
血液浄化器																
ダイアラージャー	1	1.6%	0.5%	1.1%	1.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE1																
その他																
ベットパン	2	3.2%	0.0%	0.7%	1.7%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用ストックング	1	1.6%	1.5%	3.5%	9.4%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3B																
手術用ブラシ DIC	13	20.6%	32.5%	36.1%	56.6%	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0