


のとほく. ねっと

～携帯版おくすり手帳 操作説明書～


薬局で受け取った「おくすり手帳QRコード」を携帯電話へ取り込み、保管します。

※事前に、「携帯版おくすり手帳ダウンロード手順」に沿って、
携帯版おくすり手帳をお手持ちの携帯電話へダウンロードする必要があります。



1) 携帯版おくすり手帳の起動

- ① アプリを起動し、「おくすり情報 よみとり」を選択します。
- ② 「おくすり情報 表示」が表示されます。




2) おくすり手帳QRコードを読み取ります。


- ① 携帯電話端末の、QRコードリーダーが起動しますので取り込むQRコードを読み取ります。
※複数のQRコードがある場合は、全ての読み取りを行ってください。読み取りの順番は順不同です。

<参考>


複数のQRコードがある場合、読み取り後に以下のメッセージが表示されます。
全てのQRコードを読み取り終わると、②へすすみます。




既に読み取り済みのQRコードを再度読み取ってしまった場合は、以下のメッセージが表示されます。



間違って、異なるQRコードを読み取ってしまった場合には、以下のメッセージが表示されます。



- ② 読み取りに成功すると、以下のメッセージが表示されますので、[OK]を選択します。



3) おくすり情報を保管します。

① おくすり情報が表示されます。

□ 調剤日：平成23年01月20日 □	
□ 医療機関 □ 医療法人 工業会病院	
□ 医師 □ 内科 工業会 次郎	
□ 処方内容 □	
コリアンカフ [®] 75mg	6C
フェロ [®] リ配合錠	6錠
【分3 毎食後服用】 × 5日分	
アソルビ [®] ン原末	1.5g
タカビ [®] ン「ヒヤマ」	1.5g
IA [®] ン散	2
【分3 毎食後服用】	2
もどる	ほかん

- i. おくすり情報を保管する場合は、[ほかん]を、選択します。
②へ進みます。
- ii. おくすり情報を保管しない場合は、[もどる]を選択します。
1)へ戻ります。

② 保管先の選択画面が表示されます。

おくすり情報 表示

ほかん先をえらんでください。
(上下キーで選択、中央ボタンで決定)

i

おくすり手帳標準メモリ

ii

SDカード (携帯外部メモリ)

iii

もどる

- i. おくすり情報を、携帯内部メモリに保管する場合は、
[おくすり手帳標準メモリ]を選択します。
③へ進みます。
- ii. おくすり情報を、SDカードに保管する場合は、
[SDカード(携帯外部メモリ)]を選択します。
④へ進みます。
- iii. おくすり情報を保管しない場合は、[もどる]を選択します。
1)へ戻ります。

③ 保管に成功すると、以下のメッセージが表示されますので、[OK]を選択します。


情報

データをおくすり手帳標準メモリにほ
かんしました。

OK


3)①へ戻ります。

④ 保管に成功すると、以下のメッセージが表示されますので、[OK]を選択します。



3)①の画面へ戻ります。

※携帯電話にSDカードが挿入されていない場合は、以下のメッセージが表示されます。
[OK]を選択すると、3)②へ戻ります。



<参考>

おくすり情報は[ほかん]を実施する度に、保管されます。(上書き保存はされません。)

また、削除機能はありませんので、内容を確認後に保管するようにしてください。

※携帯内部メモリは容量の関係上、最新の情報10件のみ保管されます。


11件目を保管した時点で、最古の情報1件が削除されます。

※SDカード(携帯外部メモリ)は、容量の許容サイズまで保管されます。

削除したい場合は、SDカードをパソコンへ接続し、データファイルを削除してください。


4) おくすり情報を表示します。

① 表示したいおくすり情報の保管先を選択します。




- i. 携帯内部メモリに保管されているおくすり情報を表示する場合は、[おくすり手帳標準メモリ]を選択します。
②へ進みます。
- ii. SDカードに保管されているおくすり情報を表示する場合は、[SDカード(携帯外部メモリ)]を選択します。
②へ進みます。
- iii. おくすり情報を表示しない場合は、[もどる]を選択します。
1)へ戻ります。

② 表示したいおくすり情報を選択します。





- i. 表示したいおくすり情報の調剤日を選択します。
- ii. おくすり情報を表示しない場合は、[もどる]を選択します。
1)へ戻ります。

③ 以下のメッセージが表示されますので、[OK]を選択します。



おくすり情報が表示されます。
3)①の状態となります。

※携帯内部メモリにデータが保管されていない場合や、
携帯電話にSDカードが挿入されていない場合・SDカードにデータが保管されていない場合は、
以下のメッセージが表示されます。
[OK]を選択すると、4)①へ戻ります。



<参考>

おくり手帳標準メモリに保存したデータをSDカード(携帯外部メモリ)へ保存する場合は、
4)①～③の手順でおくり情報を表示後、3)①～③でSDカード(携帯外部メモリ)への保存を行ってください。
SDカード(携帯外部メモリ)に保存したデータをおくり手帳標準メモリへ保存する場合も同様です。

5) 携帯版おくり手帳の終了

- ① 携帯電話の電源ボタンを押します。
- ② 終了しますか？画面が表示されますので、[はい]を選択します。
- ③ 「おくり情報 表示」が終了します。

【補足】

SDカードに保管したおくり情報は、他の携帯電話にSDカードを挿入すると、
以下の条件をクリアしている場合に、「携帯版おくり手帳」を通して、表示が可能となります。
※例えば、携帯電話を買い換えた場合でも、SDカードに保管した情報を移行することができます。

- ・ 携帯版おくり手帳対応の携帯機種であること。
- ・ ご使用のSDカードを挿入できる携帯電話であること。
- ・ 携帯版おくり手帳をダウンロードすること。