

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use			家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use			家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use		
				6.3)	使用者に導子部及びケーブルの絶縁に損傷がないか定期的に点検させる注意書き。	IEC60601-2-3の6.8.2を引用し、アプリケーションを導子部に修正した。工業会自主基準(別表第2)を引用。		
				7)	家庭用低周波治療器への追加要求	家庭用低周波治療器の取扱説明書は、次の内容を含んでいなければならない。		
				7.1)	機器を使用する場合、次の人は医師と相談する旨。 —適用部位の皮膚に異常(感染症や創傷など)の			
				8)	家庭用電位治療器への追加	家庭用電位治療器の取扱説明書は、次の内容を含んでいなければならない。		
				8.1)	導子が濡れている場合には使用しない旨。			
				8.2)	1時間を超えるタイマを使用する場合、次の人は、医師と相談する旨。 —高血圧の人。 —不整脈のある人。 —睡眠時無呼吸症の人。 —ぜん(喘)息の人。	睡眠中に使用による注意事項として専門家の意見を考慮。		
	附属書(規定)	試験体を用いた挟み込み試験 据置形機器にあつては、次の試験を行う。ただし、施療子が上下に動作しない場合は除く。 工具を使って取り外せるカバー類は全て外す。 最も背面と座面の間に頭部を挟み込みやすいと思われる角度に背面を合わせ。不明な場合は、様々な角度で試験を行う。背面を最も起こした場合と最も倒した場合を確認することが望ましい。	過去の事故例から業界の自主基準	附属書1(規定)	家庭用電位治療器の出力電圧測定回路 単相機器の出力電圧測定回路を附属書1図1に示す。			
				備考	電源ラインの極性を切り替え、高い方の電圧を測定する。 内部電源機器又は対極をもつ機器の出力電圧測定回路を、附属書1図2に示す。			