

## 分類⑦：眼科用機器（12件）

| 番号   | 一般的名称                 | 販売名  | 企業名             | 不具合状況         | 健康被害状況      | 不具合発生場所 | 総件数 | その他<br>2007.3.31現在 |
|------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-------------|---------|-----|--------------------|
| 1226 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィークアキュビュー、2ウィークアキュビュー(トーリック)、2ウィークアキュビュー(バイフォーカル)、シュアビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | アカントアメーバ角膜炎 | 国内      | 2   | 情報提供               |
| 1227 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ   | プレス・オー   | 東レ              | レンズのキズ、変形、付着物 | 右眼：角膜潰瘍     | 国内      | 1   | 情報提供               |
| 1228 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ   | ワンデーアキュビュー   | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | 角膜潰瘍        | 国内      | 1   | 情報提供               |
| 1229 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィークアキュビュー、2ウィークアキュビュー(トーリック)、2ウィークアキュビュー(バイフォーカル)、シュアビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | 角膜感染症       | 外国      | 1   | 情報提供               |
| 1230 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィークアキュビュー、2ウィークアキュビュー(トーリック)、2ウィークアキュビュー(バイフォーカル)、シュアビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | 角膜潰瘍        | 外国      | 2   | 情報提供               |
| 1231 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | シュアビュー、2ウィークアキュビュー、2ウィークアキュビュー(トーリック)、2ウィークアキュビュー(バイフォーカル) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | 角膜潰瘍        | 外国      | 1   | 情報提供               |
| 1232 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ   | アキュビュー   | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | アカントアメーバ角膜炎 | 外国      | 1   | 情報提供               |
| 1233 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ   | アキュビュー   | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | 角膜潰瘍        | 外国      | 1   | 情報提供               |
| 1234 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ   | ワンデーアキュビュー   | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし            | 角膜潰瘍        | 外国      | 2   | 情報提供               |

## 分類④：衛生材料・家庭用機器等（9件）

| 番号   | 一般的名称       | 販売名                       | 企業名          | 不具合状況             | 健康被害状況                            | 不具合発生場所 | 総件数 | その他<br>2007.3.31現在 |
|------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----|--------------------|
| 1235 | 家庭用電気マッサージ器 | ファミリーメディカルチェアD.2 FMC-1800 | ファミリー        | 不明                | 第12胸椎圧迫骨折                         | 国内      | 1   | 情報提供               |
| 1236 | 家庭用電気マッサージ器 | メディカルチェア ファミリーロボ FMC-5000 | ファミリー        | 不明                | 骨の間にへこみが見られる                      | 国内      | 1   | 対策品への切り替え          |
| 1237 | 子宮内避妊用具     | マルチロードCU250R              | 日本オルガノン      | 糸が見えない            | なし                                | 国内      | 1   | 情報提供               |
| 1238 | 子宮内避妊用具     | マルチロードCU250R              | 日本オルガノン      | 不明                | ダグラス窩腰痛                           | 国内      | 1   |                    |
| 1239 | 生理用タンポン     | チャームコンパクトa                | ユニ・チャームプロダクツ | 生理用タンポンの取り出しコード切れ | なし                                | 国内      | 1   | 対策品への切り替え          |
| 1240 | 生理用タンポン     | チャームソフトa                  | ユニ・チャームプロダクツ | 生理用タンポン吸収体切断      | なし                                | 国内      | 1   | 対策品への切り替え          |
| 1241 | 生理用タンポン     | 不明                        | ユニ・チャームプロダクツ | 不明                | TSSの発症(黄色ブドウ球菌によるトキシックショックシンドローム) | 国内      | 2   | 情報提供               |
| 1242 | 子宮内避妊用具     | ノバT 380                   | 日本シエーリング     | 不明                | 腹膜膿瘍、IUD移動                        | 外国      | 1   |                    |

