


献血又は非献血の区別の考え方

「献血又は非献血の区別は製剤の安全性の優劣を示すものではありません。」
この表示区別は、下記の手順に従って決められています。



ゴム栓に瓶針を挿入する際の注意点

基本的操作方法

1. 輸液セットの瓶針は種類(ステンレス針又はプラスチック針)別挿入部位に挿入して下さい。(右図参照)
2. 瓶針は所定の場所に垂直に、ゆっくりと刺して下さい。
3. 瓶針を刺す時はひねりを加えないように刺して下さい。

使用されているゴム栓の形態

