

規格試験法：保存時検査(2)

行程管理試験

- ①有核細胞数検査：調整開始前、濃縮後
- ②CD34+細胞数：濃縮後(7-AAD法)
- ③コロニー形成試験：濃縮後(Methocult法)
- ④無菌試験：最終産物

規格試験法：出庫前検査

出庫前検査

- ①HLA確認検査：最終産物、患者末梢血
- ②有核細胞数検査
- ③CD34+細胞数
- ④コロニー形成試験
- ⑤生細胞率