


【参考】届出医療機関提出資料より一部改変

○光トポグラフィー検査の実際



注) 実際には、衝立などで仕切るのみで十分な検査環境が得られる。

光トポグラフィー検査の流れ

準備

1 椅子にゆつたりと座ります

2 頭のサイズを計測します

検査が始まります

4 “始め”の合図で「あいうえお」をゆっくり繰り返してください

5 つぎに、「え」で始まる言葉を言ってください

例えば「えんぴつ」「えび」など、思いつく言葉をどんどん言ってください。国文字は、途中で何度も変更します。

3 検査用帽子をかぶります

検査用の帽子には、光ファイバーがつかっており、そこから光が出ます。光ファイバーの先の頭に貼れますが、丸くなっていますし、押すとパツパツでこみますので、痛みを感じることはありません。

※ 検査中は医師の合図にしたがってください。

6 最後にもう一度「あいうえお」を繰り返して言っていただきます

7 これで検査は終了です

検査の途中で何かあったらすぐに検査員に知らせてください。

GUIDANCE

○本検査により得られる前頭葉チャンネル平均波形

