

内視鏡洗浄消毒器 ESR-100 の配管

<p>対策前 (正常状態)</p>	<p>内視鏡操作部(把持部)の送気送水ボタンを取り付けるバルブ部に接続し、内視鏡内部の送気送水管路に薬液を供給します</p> 
<p>対策前 (誤接続状態)</p>	<p>逆に接続</p> 
<p>対策後</p>	<p>接続位置が目視で分かるよう、色識別を追加</p> <p>キャップをインシュロックで固定した状態で出荷し、設置時の誤接続を防止</p> 