

My HER-SYS簡易操作マニュアル (医療機関向け)

～健康観察の活用～


2021.9

～はじめに～

このマニュアルは、主に宿泊療養や自宅療養中の方に対する健康管理を行う場合に、療養者・保健所・医療機関間で迅速・適切な形で健康情報等を的確に把握できるようになるためのHER-SYSの活用方法を御紹介するものです。

このマニュアルで御紹介する「スマホによる健康管理（My HER-SYS）」を上手に活用していただくことで、それぞれが把握した情報の連携が可能ですので、是非とも積極的に御活用下さい。

HER-SYSでは、このような画面が表示されます。（医療機関での閲覧画面）
「体温」や「酸素飽和度」の推移、「様々な症状の有無」を一日で確認できます。



健康観察タブ

↓ 健康状態一覧

をクリックすると、左の画面が表示されます

酸素飽和度の推移
が表示されます

体温の推移が表示
されます

感染者

はい	：症状あり	いいえ	：症状なし	不明	：不明	未	：未回答
はい	：症状あり	いいえ	：症状なし	不明	：不明	未	：未回答
はい	：症状あり	いいえ	：症状なし	不明	：不明	未	：未回答
はい	：症状あり	いいえ	：症状なし	不明	：不明	未	：未回答
あり	：所見あり		：所見なし				

濃厚接触者

その他(変異株接触者)

医師

～スマホによる健康管理機能（My HER-SYS）とは～

- ✓ 自宅療養者等がご自身でHER-SYSのサイトにアクセスし、体温や症状の有無を入力していただくことが可能です。1つの端末からご家族等何人でも登録が可能です。
- ✓ 自宅療養者等に対して、MY HER-SYSへの入力を促すメール(SMS)が毎日送付されます。これにより、入力漏れを最小限に抑えることができます。



The attribute entry screen for the HER-SYS system. It has a green header with the logo and system name. Below it is a title '属性入力' (Attribute Input) and a message '以下、入力項目を入力の上、「確認」ボタンを押してください。' (Please enter the following items and press the 'Confirm' button). There are input fields for '姓名' (Name) with '姓' (Family Name) and '名' (Given Name) sub-fields, '生年月日' (Date of Birth) with dropdown menus for year (1991), month (7), and day (28), and 'HER-SYS ID'. At the bottom are two buttons: a dark green one labeled '入力内容を確認する' (Check input content) and a light blue one labeled 'ホーム画面へ戻る' (Return to home screen).

The report entry screen for the HER-SYS system. It has a green header with the logo and system name. It shows the subject as '対象者 テスト長男' (Subject: Test Long Son). Below it is a title '情報報告: 入力' (Information Report: Input) and a message '以下、入力項目を入力の上、「確認」ボタンを押してください。' (Please enter the following items and press the 'Confirm' button). There are sections for '接触確認アプリ (COCOA) を利用していますか' (Do you use the contact tracing app (COCOA)?) with 'はい' (Yes) and 'いいえ' (No) buttons, '体温' (Temperature) with a value of '38.8 °C', '酸素飽和度 (SpO2)' (Oxygen saturation) with a value of '99 %', '表情・顔色' (Facial expression and color) with three buttons 'いいえ' (No), 'はい' (Yes), and '不明' (Unknown), '咳・鼻水' (Coughing and nasal discharge) with three buttons 'いいえ' (No), 'はい' (Yes), and '不明' (Unknown), and '息苦しさ' (Shortness of breath) with three buttons 'いいえ' (No), 'はい' (Yes), and '不明' (Unknown). The bottom right corner shows the page number '4'.

★医療機関での設定方法★

対象者のスマホにMy HER-SYSのURLを送付するためには、**HER-SYSに、電話番号かメールアドレスを入力する必要があります。**

(対象者は、スマホではなくパソコンでの入力もできますが、以下はスマホ入力を前提とした解説です)

<ご注意いただきたい事項>

- 「電話番号」または「メールアドレス」は、以下のいずれかの欄に入力していただく必要があります。

1. 「発生届タブ」の「**電話番号2**」欄

電話番号を設定する場合には、
こちらをお使いください

2. 「ID管理タブ」の「**メール**」欄

メールアドレスを設定する場合には、
こちらをお使いください

※ 「ID管理タブ」の「電話番号1」欄に入力していただく方法もありますが、この簡易マニュアルでは割愛します。

～具体的な手順～

① 「発生届タブ」の**生年月日**欄に
対象者の生年月日を入力してください

発生届 ※ 発生届の提出は、感染症法第12条に基づく義務です。必要な事項を入力の上、
法令様式

従事する病院・診療所の名称 テスト外来登録

医師の氏名 医者 太郎

当該者情報

フリガナ

当該者氏名

生年月日 男 女

② 「発生届タブ」の**電話番号2**欄に
電話番号 (SMSを送付するスマートフォン
の電話番号) を入力してください

電話番号1

郵便番号 都道府県 住所1

当該者所在地

当該者住所と同じ

電話番号2

ここに電話番号

電話番号1と同じ

保護者氏名

* ここで設定した電話番号にショートメール
(SMS) が届きます。

- ③ 「発生届タブ」の「**編集**」ボタンを押し、一番下までスクロールしてください



- ④ 「通知先」の「**電話番号2と同じ**」ボタンにチェックを入れて下さい
続いて、「My HER-SYS URL通知」を「**する**」にして下さい

My HER-SYS URL 通知

通知先

前回通知日

電話番号2と同じ

未通知

※下記通知先にMy HER-SYS URL通知を送信します。

する しない

(参考) スマホ入力ではなくPC入力で
MY HER-SYSを利用する場合

「ID管理タブ」の**メール**欄にメールアドレスを入力してください

居所の住所(市区町村)

港区

居所の住所(丁目番地)

8-88-888 ※全角/半角

電話番号1

09012345678 ※ハイフン

電話番号2

09012345678 ※ハイフン

メール

abc@mhlw.go.jp

⑤

最後に、「確認」ボタン→「報告」ボタンを押してください



* 完了画面が表示されたら終了です！

My HER-SYSのリーフレットは厚生労働省のホームページにも掲載しています。是非御活用下さい！
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

緊急性の高い症状	
表情・外見	顔色が明らかに悪い。 ・顔が紫色になっている。 いつもと違う、様子がおかしい。
息苦しさ等	息が苦くなつた。(呼吸数が多くなつた) 常に息苦しなつた。 胸の痛みがある。 頭で息をしている ・せーぜーしている
意識障害等	ぼんやりしている(反応が悪い) もうろうとしている(返事が弱い) 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

※はご家族などがご質になって判断した場合です。

【氏名】 _____ 拝 _____ 月 日 ~ 月 日
【HER-SYS ID】 _____ ○○保健所 緊急連絡先: *****-*****

厚生労働省 新型コロナウイルス患者情報・患者把握・管理支援システム
ご利用ガイド（ご本人用【My HER-SYS】）

1. 初回登録

スマートフォンやパソコン等のブラウザから、My HER-SYS トップ画面
(<https://www.cov19.mhlw.go.jp/>) にアクセスします。



上記QRコードからの
アクセスも可能です



SMSに記載のURLからの
アクセスも可能です
※SMS送信をご希望の場合は、
保健所にお問い合わせください。

Step1

スマートフォンやパソコン等のブラウザから、My HER-SYS トップ画面
(<https://www.cov19.mhlw.go.jp/>) にアクセスします。

Step2

「新規登録」ボタンを押します。



ここから新規登録を
スタートします。

【ポイント】
1つのスマートフォン等を
運用してご家族などの健
康情報を登録する場合は、1
つのメールアドレスでご使
用などを登録することも可
能です。
ご里か一人ずつ登録を行
ってください。

Step3

①新規登録画面からご自身のメールアドレスを
入力します。
②「確認コードを送信」ボタンを押します。



【ポイント】
両方の登録画面を実現さ
れているため、Step1の確
認コードを受け取るために、
「@microsoftlive.com」
からお届けするメールを受
取できるように設定してく
ださい。

操作方法がわからない場合には・・・

ヘルプデスクへ

お問い合わせください

mail:helpdesk@cov19.mhlw.go.jp

Tel:03-6877-5154

受付時間：月～金（土日祝を除く）9:00-18:00

※ヘルプデスクは、自治体や医療機関等の皆様向けの専用相談窓口です。
一般の方からの問い合わせは受け付けておりません。