

(最終改正：令和3年9月13日)

	ロットの大きさ (N)	検体採取のため の開梱数(n)	検体採取量 (kg)	検体数 <sup>1</sup>
1	1	1	0.3	1
2	50	2	0.5	1
	51 ~ 500	3	0.5	1
	501 ~ 3,200	5	0.5	1
	3,201	8	0.5	1
3	50	3	1 <sup>2</sup>	1
	51 ~ 150	5	1 <sup>2</sup>	1
	151 ~ 500	8	1 <sup>2</sup>	1
	501 ~ 3,200	13	1 <sup>2</sup>	1
	3,201 ~ 35,000	20	1 <sup>2</sup>	1
	35,001	32	1 <sup>2</sup>	1
4	150	3	1 <sup>2</sup>	1
	151 ~ 1,200	5	1 <sup>2</sup>	1
	1,201	8	1 <sup>2</sup>	1
5	150	3	0.5 <sup>3</sup>	1
	151 ~ 1,200	5	0.5 <sup>3</sup>	1
	1,201	8	0.5 <sup>3</sup>	1
6	150	6 (3×2)	1 (0.5×2) <sup>4</sup>	2
	151 ~ 1,200	10 (5×2)	1 (0.5×2) <sup>4</sup>	2
	1,201	16 (8×2)	1 (0.5×2) <sup>4</sup>	2
7	150	6 (3×2)	2 (1×2) <sup>5</sup>	2
	151 ~ 1,200	10 (5×2)	2 (1×2) <sup>5</sup>	2
	1,201	16 (8×2)	2 (1×2) <sup>5</sup>	2
8	150	3	1尾(ピース)を1検体として、各カートンより1尾を採取する。 <sup>6</sup>	3
	151 ~ 1,200	5		5
	1,201	8		8
9	特定せず	4	4個をそれぞれ4等分し、各々から1等分を集めたもの。	1
10	50	2	0.5 (0.25×2)	1
	51 ~ 500	4 (2×2)	1 (0.25×2)×2	2
	501	6 (2×3)	1.5 (0.25×2)×3	3
11	50	2 (2×1)	1サンプルの最小採取単位は150gとし、150g未満のものにあつては必要量をあつめてこれを1サンプルとする。	1
	51 ~ 500	3 (3×1)		1
	501 ~ 3,200	6 (3×2)		2
	3,201	9 (3×3)		3

<sup>1</sup> 複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。<sup>2</sup> 乾燥えび、乾燥野菜、乾燥果実及び茶(抹茶を除く。)にあつては0.3とする。<sup>3</sup> しじみ等のむき身1個体あたりの重量が10g未満の二枚貝の下痢性貝毒にあつては0.25とする。<sup>4</sup> しじみ等のむき身1個体あたりの重量が10g未満の二枚貝の下痢性貝毒にあつては0.25×2=0.5とする。<sup>5</sup> 乾燥えびにあつては0.3×2=0.6とする。<sup>6</sup> 活魚車等の輸送形態における検体採取については、1尾を1ロットとする。