

別表 3

ロットの大きさ (N)	検体採取のため の開梱数 (n)	検 体 採 取 量 (g)	検体数
65	3	300g (100 × 3)	3
66 ~ 180	4	400g (100 × 4)	4
181 ~ 500	7	700g (100 × 7)	7
501 ~ 800	10	1,000g (100 × 10)	10
801 ~ 1,300	14	1,400g (100 × 14)	14
1,301 ~ 3,200	21	2,100g (100 × 21)	21
3,201 ~ 8,000	36	3,600g (100 × 36)	36
8,001	52	5,200g (100 × 52)	52

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。