

別表 3

ロットの大きさ (N)	検体採取のため の開梱数 (n)	検体採取量 (g)	検体数 <sup>※</sup>
≦ 65	3	300 g (100× 3)	3
66 ~ 180	4	400 g (100× 4)	4
181 ~ 500	7	700 g (100× 7)	7
501 ~ 800	10	1,000 g (100×10)	10
801 ~ 1,300	14	1,400 g (100×14)	14
1,301 ~ 3,200	21	2,100 g (100×21)	21
3,201 ~ 8,000	36	3,600 g (100×36)	36
≧ 8,001	52	5,200 g (100×52)	52

※複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。