

当該献血者血液の検査結果

① クリーニング時検査結果

献血日	2013/11 (今回)	2013/02 (前回)
HIV-1/2 抗体	陽性	陰性
20 プール NAT		陰性
個別 NAT	陽性	下記参照
WB(HIV-1)	陽性	
WB(HIV-2)	判定保留	

② 前回献血時保管検体の個別 NAT 検出状況

方法	A 法	B 法	C 法
結果	検出せず	陽性	検出せず

個別 NAT 検出感度：

A および B 法は 20~24IU/mL (95%検出感度)

C 法は 30copies/tube (4 回実施して 4 回とも検出)

③ 今回献血血液の HIV 解析結果

- ・ 献血者：40 歳代 日本人男性
- ・ NAT：HIV-1 陽性、HIV-2 陰性
- ・ HIV-1 のサブタイプ：B

核酸配列を決定した *env* 領域に特別な変異は認められなかった。

- ・ ウイルス濃度 (コバス TaqMan HIV-1 「オート」 v2.0)

Av. 4.7×10^4 (5.04×10^4 , 4.35×10^4) copies/mL

受血者の情報

受血者（1）

輸血製剤：Ir-RCC-LR2

輸血年月：2013年2月

詳細について調査中

受血者（2）

年齢・性別：60歳代 男性

輸血製剤：FFP-LR240

輸血年月：2013年10月

原疾患：慢性消化器疾患

検査結果

	輸血前（2013/10）	輸血後（2013/11）
抗体検査	陰性	陽性