

変更後

()内は製造販売元を示す

変更前

インレット®40R注 : 変更なし

[ラベル]



インレット®40R注

300単位 3mL (100単位/mL)

成分：1筒 (3mLカートリッジ) 中ヒトインスリン (遺伝子組換え) を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2~8℃に遮光して保存すること

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 (輸入元)
ノボ / ルティスク ファーマ株式会社
東京都千代田区丸の内2-1-1

40R

(ノボ)

インレット®50R注 : 変更なし

[ラベル]



インレット®50R注

300単位 3mL (100単位/mL)

成分：1筒 (3mLカートリッジ) 中ヒトインスリン (遺伝子組換え) を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2~8℃に遮光して保存すること

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 (輸入元)
ノボ / ルティスク ファーマ株式会社
東京都千代田区丸の内2-1-1

50R

(ノボ)

インレット®N注 : 変更なし

[ラベル]



インレット®N注

300単位 3mL (100単位/mL)

成分：1筒 (3mLカートリッジ) 中ヒトインスリン (遺伝子組換え) を300単位含む

注意—医師等の処方せんにより使用すること

貯法：凍結を避け、2~8℃に遮光して保存すること

●よく振り混ぜ、すぐ使用すること

製造販売元 (輸入元)
ノボ / ルティスク ファーマ株式会社
東京都千代田区丸の内2-1-1

N

(ノボ)