


【新鮮凍結血漿—LR「日赤」の包装箱の表記と寸法：既存製剤との主な相違点】

1. 表記



*略号中の数字の『1』は200mL採血由来を、『2』は400mL採血由来を示します。

2. 寸法

容量が対応する既存製剤の約1.5倍になることに伴い、包装箱の寸法が大きくなります(詳細については3ページをご参照ください)。現在お使いの収納容器や棚の寸法をご確認くださいませようお願いいたします。

寸法 (縦×横×厚み)			
新鮮凍結血漿—LR「日赤」		新鮮凍結血漿「日赤」 (既存製剤)	
FFP-LR-1	205×120×21 mm	FFP-1	193×120×15 mm
FFP-LR-2	220×132×28 mm	FFP-2	194×132×23 mm