

【混在期間における白血球除去フィルターの使用について】

本剤は保存前に白血球を除去していますので、添付文書には既存製剤において記載のあった白血球除去フィルターの使用の推奨及びフィルター使用時の注意事項については記載いたしません。しかしながら、保存前白血球除去を実施していない既存製剤と白血球除去を実施した新製剤が混在する期間があるため、既存製剤をお届けした場合には、従来どおり白血球除去フィルターの使用の必要性についてのご検討をお願いいたします。

製剤の容量等

【輸血に伴う輸血料及び注射料の算定用容量】

保険点数を算定される際の容量の参考として、算定用容量を1ページに記載しました。

【新鮮凍結血漿-LR「日赤」の容量について】

新鮮凍結血漿-LR「日赤」の容量は対応する既存製剤の約1.5倍です。

これまで、全血採血由来の新鮮凍結血漿については、80mL及び160mL製剤として製造・供給してまいりました。今回、保存前白血球除去を実施した新鮮凍結血漿-LR「日赤」については、輸血される血液の献血者数を少なくして安全性を向上させるため、200mL採血由来製剤の容量を約120mL、400mL採血由来製剤の容量を約240mLとすることにいたしました。したがって、新鮮凍結血漿-LR「日赤」の容量は対応する既存製剤（新鮮凍結血漿「日赤」）の約1.5倍となります。ご使用にあたっては過剰投与等に十分ご注意くださいようをお願いいたします。

【新鮮凍結血漿-LR「日赤」の包装箱の寸法】

容量が対応する既存製剤の約1.5倍になるに伴い、包装箱の寸法が大きくなります。現在お使いの収納容器や棚の寸法をご確認くださいようをお願いいたします。

寸法（縦×横×厚み）			
新鮮凍結血漿-LR「日赤」		新鮮凍結血漿「日赤」 （既存製剤）	
FFP-LR-1	205 × 120 × 21 mm	FFP-1	193 × 120 × 15 mm
FFP-LR-2	220 × 132 × 28 mm	FFP-2	194 × 132 × 23 mm

輸血用血液製剤のコンピュータ管理への対応

コンピュータ管理システムにより輸血用血液製剤を管理している医療機関におきましては、システムの変更等の対応をお願いいたします。