

Search condition:
Phenotype=
poor
metabolizer
&
PPI prescribed

30
patients,
in 2.88sec.

Other Genome
information of
the selected
patient

Microsoft Internet Explorer

表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

検索

localhost/gen/index1.csp

DBシステム D★D

文字列検索 複合検索

条件 処方条件

患者追加条件 -- [期間:すべて]
ゲノム情報-Phenotype : PM

and

処方条件 -- [期間:すべて]
商品 = タケブロンOD錠 15mg
商品 = タケブロンOD錠 30mg
商品 = タケブロンカプセル 15mg
商品 = タケブロンカプセル 30mg

クリア 検索設定 条件保存
クリアした条件をクリア 条件読出

検索結果 1~10/30件中 (2.88秒)

患者番号	氏名	性別	年齢
31225927	■■■■■	男性	65
31239196	■■■■■	男性	59
31273467	■■■■■	男性	54
31472346	■■■■■	男性	90
31717230	■■■■■	女性	73
31718579	■■■■■	男性	78
31805677	■■■■■	女性	50
31857295	■■■■■	女性	68
31905759	■■■■■	女性	38
32046128	■■■■■	男性	67

XML出力 プリント 次へ

ゲノム情報詳細

● 患者基本情報
患者ID:31472346 性別:男性
生年月日:1918.08.29

● ゲノム情報

項目名称	項目内容
Gene Code	273
MDR1 C3435T	C/T
MDR1 3435 T/T or not	C/C or C/T
MDR1 3435 T carrier or not	C/T or T/T
m1	m1/m1
m2	wt
m1&m2	m100.00
Phenotype	PM

2007.03.30 10:00

PT) LD(LDH) LDH/AST比 アルカリフォスファターゼ γ-GTP クレアチニ
ン BUN/CRE比 尿酸 BUN ナトリウム カリウム クロール CL/NA比
白血球数 赤血球数 ヘモグロビン濃度 ヘマトクリット値 血小板数 MCV M
CH MCHC トリポテスト CK(CPK) AST(GOT) AST/ALT比 ALT/G

対象期間: 2008 年 4 月から 2009 年 3 月まで 検査結果表示

スタート DB 臨床研究DBシステム - ... ゲノム詳細項目一覧表... 14:44

「厚生労働省電子的情報交換推進事業」 (SS-MIX : Standardized Structured Medical Information eXchange)

⌘ 無償提供されるもの

☑ 標準ストレージソフト

- ☒ 患者基本、処方、注射、検査結果、病名登録

☑ CD作成ソフト

- ☒ 電子紹介状、患者への情報提供

☑ アーカイブビューア

- ☒ 紹介状や画像CD連携部で受け取り、院内ネットで医師が見える

⌘ 有償のもの

☑ ハードウェア、インストール・接続作業

現在、標準機能としてHL7 v2.5でデータを出せるHIS機種

- ☑ 富士通: FX(定期バージョンアップで対応), GX
- ☑ NEC: 電子カルテ: HR, オーダ: AD v.4 以降
- ☑ SBS: Doctor-X, PrimeKARTE
- ☑ ソフトウェアサービス: e-Karte

- ⌘ これらは2006年以降に出荷されており大中病院では、すでに50%以上がSS-MIXに簡単に接続できる
- ⌘ 世界的に非常に高い、大病院でのオーダシステム普及率: 日本(80%)、アメリカ(15%)

